


Endodontiskin obturasjonsjærjestelmät

Brukerveiledning

C-FILL
mini P



COXO[®]

www.coxotec.com



Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd

BLDG 4, District A Guangdong New Light Source Industrial Base, South of Luocun Avenue Nanhai
District Foshan 528226 Guangdong China



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail : peter@lotusnl.com

CE 0197

Anbefalede afstandsintervaller mellem bærbare og mobile radiofrekvenskommunikationsenheder og -udstyr			
Enheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor radiofrekvensinterferens styres. Enhedens kunde eller bruger kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem bærbare og mobile radiofrekvenskommunikationsenheder (sendere) og enheden som anbefalet nedenfor, afhængigt af kommunikationsenhedens maksimale udgangseffekt.			
Senderens maksimale nominelle effekt (Afsnit W)	Separasjonsafstand ved senderfrekvens		
	150-80 MHz $1.2 \times P^{1/2}$	80 MHz og 800 MHz $1.2 \times P^{1/2}$	800-2,5 GHz $2.3 \times P^{1/2}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
<p>For sendere, for hvilke den maksimale udgangseffekt ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand d i meter (m) anslås ved den ligning, der gælder for senderfrekvensen, hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W), ifølge senderproducenten.</p> <p>NOTE 1: I en afstand af 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højere frekvensområde.</p> <p>NOTE 2: Denne politik gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirker absorptionen og refleksionen af strukturer, genstande og mennesker.</p>			

Introduktioner


Tak for at købe enheden.

Du opnår maksimal sikkerhed og ydeevne ved at læse disse betjeningsvejledninger omhyggeligt, inden du bruger apparatet, og være opmærksom på advarsler og forholdsregler.

Opbevar disse instruktioner på et praktisk sted, så du hurtigt og nemt kan bruge dem.

Innholds fortegnelse

- » Advarsel
 - » Påtænkt anvendelse
 - » Kontraindikasjoner
 - » Funktioner
 - » Produktbeskrivelse
 - » Installation
 - » Brugsanvisning
 - » Opladning af batteriet
 - » Oversigt over teknologi
 - » Rengøring, desinfektion og sterilisering
 - » Vianmääritys
 - » Drifts- og lagermiljø
 - » Genbrug og bortskaffelse
- Garanteret laveste sats
- » Vakiosymbolit
 - » Retningslinjer og producentens erklæring - EMC

Vejledning og produktionsmeddelelse – elektromagnetisk idding			
Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.			
Immunitetstest	Testnivå IEC 60601 :lle	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - Vejledning
C-industriel RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150-80 MHz 6 vrms i ISM forbuds-forekomme 3 V/m 80-2,7 GHz	3 Vrms 150-80 MHz 6 vrms i ISM forbuds-forekomme 3 V/m 80-2,7 GHz	Transportabelt og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen del af instrumentet, herunder kabler, end den anbefalede adskillelsesafstand beregnet ud fra den ligning, der gælder for senderfrekvensen. Anbefalet adskillelsesafstand $.2 \times p^{1/2}$ 1,2 $\times p^{1/2}$ 80-800 MHz 2,3 $\times p^{1/2}$ 800-2,5 GHz Hvis P er den maksimale udgangseffekt for senderen i watt (W), ifølge senderen producenten, og d er den anbefalede adskillelse afstand i meter (m). Feltstyrken for faste radiofrekvenssendere bestemt ved en elektromagnetisk positioneringsundersøgelse bør være mindre end hvert frekvensbånds overensstemmelsesniveau. Der kan forekomme interferens i nærheden af enheder, der er markeret med symbolet på følgende symbol: 
Utstrålt RF IEC 61000-4-3	Specifikationer for 385 MHz til 5785 MHz FRAMEGATE IDEstion for trådløst radiofrekvensudstyr (se Tabel 9 i IEC 60601-1-2:2014)	Specifikationer for 385 MHz til 5785 MHz FRAMEGATE IDEstion for trådløst radiofrekvensudstyr (se Tabel 9 i IEC 60601-1-2:2014)	
NOTE 1: Der anvendes et højere frekvensbånd i båndene 80 MHz og 800 MHz. NOTE 2: Denne politik gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirker absorptionen og refleksionen af strukturer, genstande og mennesker.			
faste sendere såsom radio(er) (mobiltelefoner/trådløse) og jordradiostationer, amatørradio-, AM- og FM-radiostationer og tv-udsendelser kan teoretisk set ikke forudsiges nøjagtigt. Forskning i elektromagnetisk position skal overvejes for at vurdere det elektromagnetiske miljø, der fremkommer ved faste radiofrekvenssendere. Hvis den målte feltstyrke ved prøvningen af anordningens anvendelse overstiger ovennævnte niveau for overholdelse af radiofrekvenskravene, skal anordningen overvåges for at sikrenormaldrift. Hvis der registreres unormal ydeevne, kan der være behov for yderligere foranstaltninger, f.eks. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrken være mindre end 3 V/m.			

Kontrol- og produktionsdeklaration —elektromagnetisk enhed			
Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.			
Immenhety Testi	Testnivå IEC 60601 :Ile	Samsvarsnivå	Elektromagnetisk miljø - Vejledning
Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV kontaktoplysninger ±4 kV, ±8kV, ±15 kV ilma	±8 kV kontaktoplysninger ±4 kV, ±8kV, ±15 kV ilma	Gulve skal være træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket af syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed være mindst 30%.
Elektrisk hurtigt forbigående/de toneret IEC 61000-4-4	±2kV- og ±2kV ±1 kV inngangs-/uddatalinjerille	±2kV- og ±2kV ±1 kV inngangs-/uddatalinjerille	Effektiviteten bør være for atypiske kommercielle eller hospital miljøforkæmpere.
Bølge IEC 61000-4-5	±0,5 kV og ±1 kV-differensialmodus ±0,5 kV, ±1 kV og ±2kV fælles rum	±0,5 kV og ±1 kV-differensialmodus ±0,5 kV, ±1 kV og ± 2kV fælles rum	Effektivitetskvalitet bør være et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsudsving med strømforsyningskabler IEC 61000-4-11	100 % U _r (100% dukkert i .) U _r 0,5 cyklusser 100 % U _r (100% dukkert i .) U _r For 1 cyklus 30 % U _r (70% dip) U _r I 25/30 cyklusser 100 % U _r (100% dukkert i .) U _r 250/300-syklissä	100 % U _r (100% indfald U _r) 0,5 cyklus 100 % U _r (100% dukkert i .) U _r For 1 cyklus 30 % U _r (70% dypning i) U _r 25/30 cyklusser 100 % U _r (100% dukkert i .) U _r 250/300-syklissä	Effektivitetskvalitet bør være et typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af apparatet kræver kontinuerlig drift under et strømsvigt, anbefales det, at apparatet bruges fra en ubrydelig enhed eller et batteri.
Effektfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Magnetfelter med effektfrekvens bør være på typiske placeringsniveauer i et typisk kommercielt eller hospitalsmæssige miljø.
BEMÆRK: Netspændingen .c netspændingen, før testniveauet påføres.			

Advarsel

1. Forkert brug af denne anordning kan skade patienter, operatører og klinikassistenter og/eller beskadige produktet. Det er udelukkende beregnet til brug af autoriserede tandlæger og endodontister.
2. Spidsen af pennen er meget varm, når enheden er aktiveret, og derfor skal tandlægen, assistenten og patienten passe på ikke at kontakte spidsen, når den er varm. Brugen af gummilam anbefales kraftigt til korrekt isolering af tanden.
3. Pennens spidstemperatur kan nå op på 230 °C og må ikke anvendes inde i rodkanalen i mere end 5 sekunder ad gangen.
4. Pennensspidser skal steriliseres før første brug og mellem patientens brug. Ved sterilisering af spidsen må temperaturen ikke overstige 134 °C i autoklaven.
5. Brug ikke andre pennespidser end dem, der leveres af vores virksomhed. Brugen af pennespidser, adaptere eller batteri leveret af vores virksomhed kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion samt forkert garanti.
6. Før du oplader, skal du sørge for, at strømforsyningen er AC 100-240V, ellers vil enheden blive beskadiget.
7. Placer apparatet på et let aftageligt afbrydersted.
8. Sæt ikke andre genstande i apparatet, da det ellers vil forårsage elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet.
9. Undgå, at der kommer væske ind i enheden for at undgå kortslutninger og fejl.
10. Apparatet må ikke skilles ad selv. Hvis du ønsker at reparere apparatet, skal du kontakte servicecentret.
11. Når apparatet er slukket, skal det afkøles i 5 minutter, før det kan opbevares.
12. Det anbefales, at batteriet oplades fuldt ud, før apparatet tages i brug første gang.
13. Opsnør ikke automatisk obturationspennen eller opladningsbasen.

Bruge

Apparatet er beregnet til at opvarme spidsen af pennen til opvarmning og blødgøre de vigtigste gutta-perkka kegler og til at skate gutta-perma kegler. Det er udelukkende beregnet til brug af autoriserede tandlæger og endodontister. Tanddammen skal bruges i alle tandbehandlinger!

Kontraindikasjoner

1. Brug ikke apparatet i pacemakerpatienter.
2. Apparatet må ikke rengøres med desinfektionsmidler, der indeholder blegemiddel eller ammoniumchlorid.

Funktioner

1. Pakkeinnhold Magasin

- Pen 1 lukker
- Ladebase 1
- Kort 1
- Pennespiss 5

*Den tilgængelige pennespids indeholder (spidsstørrelse/indsnævring):
XF: #35/02 F: #45/02 FM: #50/04 M: #55/06 ML: #55/08*

- Brukerhåndbok 1

2. Tekniske data

- Adapteringang: AC 100 - 240V 50 / 60Hz
Kortutgang: DC 5V, 1,5A
- Bakterier: Oppladbart Li-ion (DC 3.7V, 2000mAh)
- Klassificering af elektriske stød: Klasse II-anordninger
- Elektrisk stødbeskyttelse: Type B-anordninger

Retningslinjer og M-anufacturers D-eclaration - EMC

Dette produkt kræver særlige forholdsregler med hensyn til EMC og skal installeres og implementeres i overensstemmelse med emc-oplysningerne, og denne enhed kan blive påvirket af bærbare og mobile radiofrekvenskommunikationsenheder.



Advarsel:

- Brug ikke en mobiltelefon eller anden enhed, der udsender elektromagnetiske felter i nærheden af denne enhed. Dette kan resultere i forkert brug af enheden.
- Denne enhed er blevet grundigt testet og inspiceret for at sikre korrekt ydeevne og drift!
- Dette apparat må ikke anvendes ved siden af andre anordninger eller stables sammen med andre anordninger, og at dette apparat, hvis der kræves tilstødende eller stablet brug, skal overvåges for at bekræfte normal drift i den enhed, hvor det anvendes.

Vejledende og produktionserklæring — elektromagnetiske emissioner		
Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø.		
Utslipstest-tekster	Overholdelse af	Elektromagnetisk miljø – vejledning
RF-udslipp TTT 11	Gruppe 1	Enheden bruger kun RF-energi til sin interne drift. Derfor er radiofrekvensemissionerne meget lave, det er usandsynligt, at det vil forårsage interferens med elektroniske enheder i nærheden.
RF-udslipp TTT 11	Kategori B	Enheden er egnet til brug i alle virksomheder, herunder indenlandske virksomheder, som er direkte forbundet til det offentlige lavspændingsnetværk med særlige krav.
Harmoniserede emissioner IEC 61000-3-2	Kategori A	
Spændingssvingninger /flimmerudslipp IEC 61000-3-3	Overholde	



Det gamle elektriske apparat bortskaffes i overensstemmelse med principperne, standarderne og kravene i det eller de lande, hvor du befinder dig. Sørg for, at forureningen ikke produceres i bortskaffelsesprocessen.

Garanteret laveste sats

Produktet og den tekniske service er ansvarlig for vores virksomhed, den tekniske afdeling yder teknisk support i tilfælde af tekniske problemer. Obturation Pen og Chasing Base er garanteret i 2 år. Batteriet og adapteren er garanteret i 6 måneder. Andet tilbehør er ikke inkluderet i garantien.

Oletussymbolit



Advarsel



Advarsel



Se vejledningen til brug/hæfte



Udstyr i klasse II



Anvendt del af type B



Nonne C-current



Producent



Serienummer



Og



Skrøbelige



Se på den tørre



Denne vej.



Mærkning af Weee-direktivet



European Union agent




CE marked product

Beskrivelse af produktet


Lukning af pen

- (1) Pennespiss
- (2) Festehefte pennespiss
- (3) Varmekontakter
- (4) Indikator for batteriniveau
- (5) Temperaturvisning
- (6) Strømbryter/
Temperaturvælgerkontakt
- (7) Batterihus



Ladebase

- 1) Opladning af kontaktterminaler
- (2) Hent statusindikator
- (3) Strømadapter Jack



Installation

1. Installation af batteriet

- Sæt batteriet i obturationspennen som vist på billederne.
- Tre batterirum i afsløringspennen.



⚠ Advarsel:

Sørg for, at trådene er justeret, og undgå overdreven kraft, når du sætter batterirummet i den lydhole.

- Når batteriet udskiftes, drejes batterirummet mod uret.
Adskil batteriet fra obturationspenstikket.

⚠ Advarsel:

- Når du sætter batteriet i, skal du kontrollere, at stikket er indsat korrekt.
- Brug kun det batteri, der er beregnet til apparatet. Andre batterier kan forårsage alvorlig skade.
- Brug ikke batteriet, hvis det lækker, deformerer, misfarvning, eller hvis etiketten fjernes. Det kan blive overophedet.
- Udskift/installer ikke batterirummet, når det er vådt.



Vianmäärittys

Problem	Forårsage	Løsning
Strømmen kan ikke tændes	Batteriet er lavt.	Oplad til tiden
Pen Tipfungerer muligvis ikke korrekt	Pennespidsen er ikke tilsluttet pålideligt	Sørg for, at pennespidsstikket er pålideligt

Drifts- og storagemiljø

Miljø	
Temperatur	5-40 °C
Fugt	20%RH til 80%RH
Entmosfærisk P-ressure	86kPa op til 106kPa

E-miljø til storage	
Temperatur	-10-55 °C
Fugt	under 93 % RELATIV
Entmosfærisk P-ressure	50kPa op til 106kPa

Genbrug og bortskaffelse

Apparatet og emballagen er så miljøvenlige som muligt.
Bortskaffelse af enheden

8. Passer

Sæt pennen T ip umiddelbart efter t rning i en dampsteriliseringsposetil forseglede pakker.

Advarsel:

Dampsteriliseringsposen skal v re i overensstemmelse med ISO 11607-1 og forseglet med en lukkemaskine.

9. Sterilointi

Til sterilisering skal du bruge en AUTOCLAVE som beskrevet i EN 13060.

Steriliseret i autoklave i henhold til ISO 17665-1.

a. Sterilointisdeler: Penn Tip

B. Sterilointismetodi: Autoklave

c. Sterilisationsforhold: 134 C i mindst 5 minutter

Advarsel:

Kun spidsen af pennen kan autoklavere, og ingen andre dele kan autoklavere.

10. Opbevaring


Steriliseringsanordningerne opbevares ved en t r, ren og st vliggende temperatur mellem 5  C og 40  C.

2. Installer spidsen af pennen

Placer spidsen af pennen i den obturale pen som vist i figuren.

Advarsel:

- Pretty Tips er meget varmt under drift. Undg  direkte kontakt med patientens bl de v v i mundhulen.
- Der er 6 forskellige  bninger i munden af obturationspennen for at indstille spidsen af pennen. V lg de korrekte varmekontakter sammenlignet med spidsen af pennen.



Dokumentation

1. T nd/sluk

Tryk p  t nd/sluk-knappen for at t nde for str mmen, og tryk p  den igen for at slukke den.



Advarsel:

- Tryk p  t nd/sluk-knappen og hold den nede, for at t nde for str mmen og indstille den dominerende h nd.
- Hvis 'oPn' vises i displayvinduet, betyder det, at PaTip ikke er tilsluttet korrekt.




2. Temperaturkontroll

Hvis du vil ændre temperaturindstillingen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen, indtil du når frem til den ønskede indstilling:



3. Opvarmning af spidsen af pennen

Varm spidsen af pennen, holde en af de to varmekontakter.



⚠ Advarsel:

- Under normal drift indikerer bippet, at spidsen af pennen er varm. Rør ikke spidsen af pennen, før den vender tilbage til stuetemperatur.
- For at undgå overophedning stopper apparatet automatisk opvarmningen efter opvarmning i mere end 4 sekunder. Slip varmeapparatets kontakt, og tryk på og hold varmekontakten nede.

⚡ Advarsel:

- Den termiske aktivering af spidsen af pennen inde i kanalen må ikke overstige 5 sekunder.
- Denne enhed slukkes automatisk, hvis den ikke bruges i mere end 10 minutter. Tryk på tænd/sluk-kontakten for at tænde for apparatet.
- Spidsen af pennen er meget varm under drift. Udfør alle endodontiske procedurer på en gummi lamme.
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal du indsætte spidsen af pennen i åbningen af rodkanalen, før du aktiverer varmeopperne. Pas på kontakt med det bløde væv i tomgangsnetlet, når spidsen af pennen er varm.
- Når spidsen af pennen udskiftes, skal du slukke for strømmen og

ved 55 ° C i 6 minutter.

- a. Skyl trin I: Skyl med postevand (<40°C) i 1 minut.
- d. Skyl fase II: Skyl med postevand (<40°C) i 1 minut.
- e. Desinficer (vask) i 10 minutter i varmt vand(90 °C).
- f. Skyl i 5 minutter i varmt vand(70 °C).
- g. Kør den automatiske tørre cyklus i 15 minutter(40-55) ved °C.

⚠ Advarsel:

- Brugeren skal følge de specifikke instruktioner fra producenten af den fuldautomatiske vaskemaskine. For at sikre en rengørings- og desinfektionseffekt må rengørings- og desinfektionstiden ikke være kortere end den tid, som fabrikanten anbefaler.
- Vi anbefaler, at du bruger en gennemprøvet rengøringsløsning eller anden rengøringsløsning i overensstemmelse med lokale regler (f.eks.
- Brug et desinfektionsmiddel til vaskemaskiner, der opfylder kravene i ISO 15883.
- I betragtning af at nogle lande har forskellige krav til A0-værdier, kan du se temperaturen og desinfektionstiden for ISO 15883.

6. Tørring

- a. Manuel tørring: Tør pennen Tipmed en fnug-lignende bomuldsklud.
- b. Automatisk tørring: Kør den automatiske tørringscyklus i 15minutter (40 -55) ved °C.

7. Inspeksjon ogM-aintenanssi

Efter rengøring og desinfektion skal du inspicerePa Tipvisuelt. Hvis der ikke findes synlige utaminanter, betyder det, at pen Tip vilblive rengjort. Hvis det konstateres, at pen T ip er blevet spist og rusten, stoppe med at bruge det samme.

- b. Skyl pennen Tip med rindende vand fra hanen (<40 ° C), indtil alle synlige rester er fjernet.

3. Manuel C-laina

Skyl pennen Tip med rindende vand (<40°C). Fjern snavset synligt på arbejdsdelen af pennens spids med en blød børste.



Advarsel:

Vi anbefaler, at du bruger en gennemprøvet 3M Neutral multienzymrensener eller en multienzymrensener, der er i overensstemmelse med lokale regler (f.eks.

4. Manuel D-isinfeksjon

- a. Sæt pennen Tip i en beholder, der indeholder desinfektionsmiddel, og blød i 10 minutter for at desinficere nedsækning.
- b. Skyl pennen T under vandforsyningen i mindst 1 minut for at fjerne desinfektionsmidlet.

Desinfektionsmiddel: Det anbefales at bruge Ronso O-Benzaldehyd desinfektionsmiddel (OPA), intet respons er påkrævet.



Advarsel:

Efter manuel rengøring skal termisk desinfektion eller sterilisering udføres i overensstemmelse med en 13060.

5. Automatisk C-incend og D-is angreb

Sæt spidsen af pennen i desinfektionsmidlet på pladen og vælg det "kirurgiske instrument" for at starte automatisk rengøring og desinfektion.


Automatiske desinfektionsprocedurer:

- a. Forrensning: Forvask i 4 minutter med postevand (<40°C).
- b. Vask trinnet: Iblødsætning og rengøring med en mange-enzym renere


- sørge for, at spidsen af pennen er kølet tilstrækkeligt af.
- Spidsen af pennen skal være steril inden brug.

Opladning

1. Tilslut vekselstrømsadapteren til opladningsbasen.



2. Sæt obtureringspennen korrekt på opladningsbasen .



3. Hvis forbindelsen er korrekt, vises et oranje-lamper i LED-opladningstilstand under opladning. Når batteriet er fuldt opladet, lyser LED-opladningsstatusen grønt.



Advarsel:

- Hvis 'Er1' vises i displayvinduet, betyder det, at enheden er lavspænding, der vises en alarmmeddelelse, og enheden slukkes automatisk efter 5 sekunder.
- Hvis LED-lyset hverken er orange eller grønt, er opladningsknapperne ikke korrekt tilsluttet. Juster barrierepennen på opladningsbasen igen, og sørg også for, at du er tændt for opladningsbasen.
- Pennespidserne skal fjernes under opladning. Hold spidsen af pennen taget ud af apparatet efter hver behandling.
- Hvis enheden ikke har været i brug i mere end en måned, fungerer

den muligvis ikke korrekt på grund af den naturlige afladning af batteriet. Månedlig opladning anbefales også, når enheden er fuldt opladet, men ikke i brug.

Oversigt over teknologi

Trin 1: KEGLE MONTERING

Vælg en kegle, der passer strengt til arbejdslængden. Skær det 0,5 mm fra spidsen. Bemærk: Brug ikke fugemassen på nuværende tidspunkt.

Trin 2: TILPAS STIKKENE

Vælg den enhed, der passer bedst til hustruen til den fremstillede kanal.

Sæt spidsen af pennen i kanalen, indtil den binder.

Bemærk: Tip-pennen skal være ca. 4-7 mm mindre end arbejdslængden.

Indstil den maksimale permeabilitet ved at flytte gummiproppen.

Trin 3: FORSEGL KEGLEN MED HÅNDPROPPER

Coat keglen (installeret i trin 1) med et fugemasse og skub den så langt ind i kanalen som muligt.

Bemærk: Spidsen skal være ca. 0,5 mm fra arbejdslængden. Sy overskydende keglemateriale fra åbningen i kanalen med apparatet. Kondenser keglen med et håndrør.

Trin 4: KONDENSKEGLER MED ENHEDEN

Aktiver knappen for at indstille enheden til den ønskede temperatur.

Bemærk: For 150 °C anbefales det, at der anvendes 200 °C til tantium og 200 °C praktiserende læger. Før spidsen af pennen til aben, indtil du når den dybde, der er angivet i gummiproppen (Indsæt trin 2). Slip knappen, så PaTip kan starte køling og samtidig holde det kontinuerlige apical tryk trykket i 5 sekunder. Fjern spidsen af pennen fra kanalen.

Bemærk: Hvis keglen har tendens til at komme ud med PenTip - aktiver knappen for at genopvarme spidsen af pennen (lad den nå den indstillede temperatur), før du forsøger at fjerne PaTip fra kanalen.

Trin 5: KONCENTRERET FORKORTET KEGLE MED HÅNDINDSPRØJTNINGER

Kondensere de resterende kegle abe med en lille hånd rør. Sæt

gummiproppen (samme dybde som i trin 2) og forsegl det resterende materiale.

Rengøring, desinfektion og sterilisering

⚠ Advarsel:

Rengøring, desinfektion og sterilisering har ringe effekt på de genanvendelige dele af enheden. Derfor skal det antal gange, proceduren gentages i henhold til slidgraden af komponenten, bestemmes. Hvis visuel inspektion afslører beskadigede dele, skal du stoppe med at bruge dem og købe nye dele fra producenten eller forhandleren.


1. Forberedelse aktiveret

Umiddelbart efter brug skal genanvendelige dele nedsænkes i postevand <40 ° C (Drikkevandskvalitet, "vand", der er nævnt i dette kapitel, er nødvendig i overensstemmelse med denne standard.) for at fjerne snavs. Brug ikke fast vaskemiddel eller varmt vand (> 40 ° C), da dette vil få rester til at fastgøre og påvirke effekten efter behandlingen.

Transport til efterbehandlingsområdet for sikker opbevaring for at undgå skader og miljøforringelse.

2. Forberedelse før Clever selv

- Fjern de genanvendelige dele og læg dem i en kasse i rustfrit stål på følgende måde



⚠ Advarsel:

Fjern ikke Tipheti efter brug, før blandingen er afkølet.