


# Dental Electrical Motors

# USERS GUIDE

## C-PUMA



**Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd.**  
No. 17, Guangming Ave., New Light Source Industrial  
Base, Nanhai National High-tech Zone, Foshan 528226,  
Guangdong P.R. China



**Lotus NLB.V.**  
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherkands  
E-mai: peter@lotusnl.com


Ver 1.7 Revisionsdato: 20230713

**COXO**<sup>®</sup>

**CE**<sub>0197</sub>

Tak, fordi du købte COXO C-PUMA dental elmotoren. Vi anbefaler, at du omhyggeligt læser dette dokument for betjeningsvejledning, håndteringsmetode eller vedligeholdelsesinspektion før brug, så du kan fortsætte med at bruge enheden i fremtiden.

Derudover skal du opbevare denne vejledning et sted, hvor en bruger til enhver tid kan henvise til den.

- Klassificering af udstyr
- Type beskyttelse mod elektrisk stød:
- Klasse I udstyr
- Grad af beskyttelse mod elektrisk stød:
- Type B-del anvendt 
- Metode til sterilisering eller desinfektion anbefalet af præparatet:
- Se 7. Rengøring, desinfektion, pakning og sterilisering
- Kapacitet (PÅ 40 sek. / AV10 min)
- Elmotoren er designet til intermitterende driftstilstande med en driftstid på 40 sekunder og en tomgangstid på 10 minutter. Hvis den angivne driftsform overholdes, forekommer der ingen overophedning af systemet, og derfor opstår der ingen skade for patienten, brugeren eller tredjepart.
- Anbring ikke ME-udstyret på en sådan måde, at det er vanskeligt at betjene frakoblingsenheden.

### Indikationer:

Dette produkt er egnet til oral reparation af patienter såsom: tandforfald, tandgendannelse, periodontal sygdom.

### Kontraindikationer:




Patienter med implanterede pacemakere behandles med forsigtighed.



### Forholdsregler ved drift

- Læs disse sikkerhedsadvarsler omhyggeligt før brug, og brug produktet korrekt.
- Disse indikatorer skal give dig mulighed for at bruge produktet sikkert, forhindre fare og skade på dig og andre.

Disse klassificeres efter grad af fare, skade og sværhedsgrad. Alle indikatorer vedrører sikkerhed, sørg for at følge dem.

Klassifikation	Grad af fare eller personskaade og alvor
 Advarsel	Forklarer en instruktion, hvor personskaade eller fysisk skade kan forekomme.
 FORSIGTIGHED	Forklarer en instruktion, hvor mindre til medium skade eller fysisk skade kan forekomme.
 SEDDEL	Forklarer en instruktion, der skal følges af sikkerhedsmæssige årsager.

### Sikkerhedsmæssig forsigtighed

Vejledning og produktionserklæring - elektromagnetisk immunitet			
Instrumentet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af instrumentet skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Niveau for overholdelse	Elektromagnetisk miljø - vejledning
Afsluttet RF IEC61000-4-6	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz 6 Vrms i ISM- og amatørradiobånd 3 V/m 80MHz til 2,7 GHz	3 Vrms 150 kHz til 80 MHz 6 VRMS i ISM-bånd 3 V/m 80MHz til 2,7 GHz	Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af instrumentet, herunder kabler, end den anbefalede separationsafstand beregnet ud fra ligningen for senderfrekvensen.
Udstrålet RF IEC 61000-4-3	385MHz-5785MHz testspecifikationer for ENCLOSURE PORT IMMUNITY over for RF trådløst kommunikationsudstyr (se tabel 9 i IEC 60601-1-2:2014)	385MHz-5785MHz Testspecifikationer for ENCLOSURE PORT IMMUNITY for RF trådløst kommunikationsudstyr (se tabel 9 i IEC60601-1-2:204)	Anbefalet separationsafstand $d = 1,2 \times P^{1/2}$ $d = 1,2 \times 80\text{MHz}$ til $800\text{MHz}$ $d = 1,2 \times 800\text{MHz}$ til $2,5\text{GHz}$ $P^{1/2}$ hvor transmitterens maksimale udgangseffekt er i watt (W) ifølge transmitterproducenten, og d er den anbefalede afstandsafstand i meter (m). Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt ved en elektromagnetisk stedundersøgelse, bør være mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde, a,b Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol: 
NOTE1 UT er a. c. netspænding før påføring af prøvningsniveauet. BEMÆRK 2 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højere frekvensområde. BEMÆRK 3 Denne politik gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra strukturer, objekter og mennesker.			
En. Feltstyrker fra faste sendere, såsom basisstationer til radio (cellulær/trådløs) telefon og landmobil radio. Amatør radio.AM og FM-radiospredning og tv-udsendelse kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø på grund af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk stedundersøgelse overvejes. Hvis den målte feltstyrke på stedet, hvor C-PUMA anvendes, overstiger det aktuelle RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal C-PUMA observeres for at verificere normal drift. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige, såsom omorientering eller flytning af C-PUMA b. Over frekvensområdet skal feltstyrkerne fra 150 kHz til 80 MHz være mindre end 3 Vim.			



## ADVARSEL:

Læs følgende oplysninger fuldstændigt, før du bruger dette produkt.

- Denne enhed skal bruges som brugervejledningen nævner, ikke til noget andet formål. Se nøje brugsanvisningen. Vi vil ikke tage ansvar for skader forårsaget af forkert brug
- Før du bruger hovedstrømmen. Sørg for, at strømspændingen er i overensstemmelse med adapterens spændingsområde. Forkert indgangsspænding vil beskadige enheden og forårsage fare for operatøren eller patienten.
- Brug originalt tilbehør, såsom: motorhåndtag og adapter Vi påtager os intet ansvar for eventuelle problemer eller skader forårsaget af brugen af andre dele, der ikke er leveret af os.
- For at undgå elektrisk stød må du ikke indsætte andre dele i enheden. Det kan forårsage elektrisk stød eller personskade.
- Når du installerer kontrolboksen eller motoren, må du ikke dreje slangen eller ledningen
- Undgå at vaskemidlet kommer ind i enheden, hvis det forårsager kortslutning eller problemer.
- Sluk instrumentet med det samme, når der er noget galt med det. Det er under ingen omstændigheder tilladt at skifte enhed. Enhver demontering eller ændring annullerer garantien.
- Sluk for afbryderen efter hver brug. Hvis enheden skal opbevares i længere tid. Tøm vand fra enheden og slangen.
- Beskyt instrumentet mod elektromagnetisk interferens Når der er en patient, der bruger hjertepacemakere, eller der er en elektronisk operation. Læg ikke maskinen rundt
- Ustabil spænding og at være under elektromagnetisk miljø vil forstyrre normal drift.
- Denne enhed er kun til den professionelle bruger.

## Standard konfiguration

Kontrolboks (med motorhåndtag)	1
Adapter	1
Netledning	1
U-formet beslag (valgfrit)	1
L-formet beslag (valgfrit)	1
Håndskruer (beslagstilbehør)	2
Skrue og møtrik (tilbehør til beslaget)	4
Tætningsring	9
Aksial stikpumpe	1
Motorjakke	1
Brugsanvisning	1

## Tilsigtet


Dette produkt bruges til at skære/polere tanden, og bruges kun af erfarne tandlæger i klinik og laboratorium.

## Konstruktion og insta


### Standard komponenter




L-shaped bracket



U-shaped bracket



Adaptor





Power cord




Handpiece stand

### Structure



### Operating control box



Vejledning og erklæring om fabrikation - elektromagnetisk immunitet			
C-PUMA er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af C-PUMA bør sikre, at det anvendes i et sådant miljø.			
Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Niveau for overholdelse	Elektromagnetisk miljø - vejledning
Elektrostatiske emissioner(ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV-stik ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	±8 kV-stik ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft	Gulvbelægning skal være træ, beton eller keramiske fliser. LF gulve er dækket af syntetisk materiale, den relative luftfugtighed skal være mindst 30%.
Hurtig elektrisk forbigående/burst IEC 61000-4-4	±2 kV for strøm Forsyningslinjer ±1 kV til Ind-/udgangslinjer	±2 kV for strøm Forsyningslinjer ±1 kV til Ind-/udgangslinjer	Netkvaliteten skal være som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Bølge IEC 61000-4-5	±0,5 kV og ±1 kV Differential tilstand ±0,5 kV, ±1 kV & ±2kV almindelig ode	±0,5 kV og ±1 kV Differential tilstand ±0,5 kV, ±1 kV & ±2kV almindelig ode	Netkvaliteten skal være som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
Spændingsfald, korte afbrydelser og spændingsvariationer på strømforsynings indgangsledninger IEC 61000-4-11	100% (100% dip in.) i 0,5 cyklus $U_T$ 100% $U_T$ (100% dyp i.) til 1 cyklus $U_T$ 30% $U_T$ (70% dyp i) $U_T$ i 25/30 cyklusser 100% $U_T$ (100% dip i UT) til 250/300 cyklus	100% $U_T$ (100% dyp i.) i 0,5 cyklus $U_T$ 100% $U_T$ (100% dyp i.) til 1 cyklus $U_T$ 30% $U_T$ (70% dyp i) $U_T$ i 25/30 cyklusser 100% $U_T$ (100% dyp i.) til 250/300 cyklus $U_T$	Netkvaliteten skal være som i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af instrumentet kræver kontinuerlig drift under strømafbrydelser, anbefales det, at instrumentet får strøm fra en enhed, der kan brydes af strømforsyningen eller et batteri.
Effektfrekvens (50/60 Hz)magnetfelt IEC 61000-4-8	3A/m	3A/m	Effektfrekvente magnetfelter skal være på niveauer, der er karakteristiske for et typisk sted i et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.
BEMÆRK: er vekselspændingen inden påføring af testniveauet. $U_T$			



Forsigtighed:

- Brug ikke en mobiltelefon eller anden enhed, der udsender elektromagnetiske felter i nærheden af enheden. Dette kan resultere i forkert betjening af enheden.
- Denne enhed er blevet grundigt testet og inspiceret for at sikre korrekt ydeevne og drift!
- Denne maskine bør ikke bruges ved siden af eller stablet med andet udstyr, og hvis tilstødende eller stablet brug er påkrævet, skal denne maskine overholdes for at verificere normal drift i den konfiguration, hvor den skal bruges

Retningslinjer og produktionsdeklaration - elektromagnetiske emissioner		
CPUMA er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. CPUMA-brugerens kunde skal sikre, at den bruges i et sådant miljø.		
Emissionsprøvning	Aftale	Guide til elektromagnetisk miljø
RF-emissioner CISPR 11	Krup 1	C-PUMA bruger kun RF-energi til sin interne funktion. Derfor er RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens med elektronisk udstyr i nærheden
RF-emissioner CISPR 11	Croup B	C-PUMA er velegnet til brug i alle virksomheder.
Harmoniske emissioner IEC 61000-3-2	Croup A	Dette omfatter indenlandske virksomheder og virksomheder, der er direkte forbundet til det offentlige lavspændingsforsyningsnet med særlige krav.
Spænding Udsving/flimmeremissioner IEC 61000-3-3	Tændstik	

### 1. Tilslut 4-hullers turbineslangen til kontrolboksen

Installer 4-hullers turbineslangen på 4-hullers turbinekoblingen på kontrolboksen, og stram den.

### 2. Tilslut DC-adapteren og netledningen

Sæt DC-adapterstikket i DC-adapterstikket, og brug derefter Netledningen forbinder stikket og DC-adapteren.



**Opmærksomhed:**

Før du isætter eller tager netledningen ud, skal du sørge for, at afbryderen er i lukket position for at forhindre elektrisk stød.

## Håndtering af motoren

### 1. Tilslut/frakobl motor og motorledning

For at fjerne motorledningen fra motoren. Skru og frakobl motoren trådmøtrik, træk forsigtigt motorledningsstikket ud.

For at oprette forbindelse skal du forsigtigt justere og indsætte stikkets ben Ind i motorens pinholes. og fastgør motortrådmøtrikken sikkert


### 2. Tilslut/frakobl motoren og håndstykkets fastgørelseselementer

Installer håndstykkebeslaget ved at indsætte motorindsatsen i håndstykkebeslaget, og drej tilbehøret, indtil det klikker, og placeringsstifterne justeres.


Fjern håndstykket ved at trække håndstykket ud fra Motor.

## Install the bracket

L-shaped



U-shaped



Som vist på figuren, når du installerer et L-formet beslag, er det fastgjort til Behandling af tandlægestol på siden og i den tilsvarende position Fast skrue; Ved installation af et U-formet beslag fastgøres det til behandling af tandstolen under bordet og i den tilsvarende position fast skrue.

## Funktion og indstillinger

### Generel funktion


Magt Omskifter Symbol Blinke		○
Funktion	PÅ	AF

Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd for afbryderen. Når du tænder for afbryderen, lyser lamperne og hastighedsindikatoren.

Gearforhold for håndstykke	Indikator	Hastighed (o/min)
----------------------------	-----------	-------------------

Før du bruger dette system, skal du sørge for at udføre fodluftkalibreringsfunktionen.

16:1	1~25	100-2,500
1:1	2~40	2,000-40,000
01:05	1~20	10,000-200,000



## Symbol Definition

- Advarsel
- Type B-del anvendt
- Forsigtighed
- Se brugsanvisningen/hæftet
- Brug kun indendørs
- Denne vej op
- Skrøbelig, håndter forsigtigt
- Opbevares tørt
- Særlig bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
- Tænd (strømforbindelse)
- Luk ned (strømafbrydelse)
- Serienummer
- Beskyt mod varme og radioaktive kilder
- Undgå solen
- Producenter
- CE-mærket produkt
- EU-agent

## Vejledning og producenterklæring

Dette produkt kræver særlige forholdsregler med hensyn til EMC og skal installeres og tages i brug i henhold til de angivne EMC-oplysninger, og denne enhed kan blive påvirket af bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr.

## Fejl og afhjælpning

Hvis udstyret ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere nedenstående tabel, før du ringer til vores servicecenter.

Fejl	Årsag til funktionsfejl	Afhjælp
System	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fejl i hukommelseskomponent</li> <li>• Beskadede hukommelseskomponenter</li> </ul>	Kontakt sælgeren
Over magt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lang tid brugt under (over magt)</li> <li>• Netledning kortslutning</li> <li>• Motorspole kortslutning</li> </ul>	Mest sandsynligt er kredsløbet dårligt forbundet. Tilslut motorledningen korrekt. Hvis stadig ingen forbedring. Kontakt sælgeren.
Overspænding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hovedledning brudt</li> </ul>	Indstil den korrekte spænding, eller kontakt sælgeren.
Hovedenheden inde i overophedning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• På grund af lang brug under overbelastning forekommer hovedenhedens temperatur.</li> <li>• At bruge enheden i miljøet med høj temperatur (direkte sollys).</li> </ul>	Vent på, at temperaturen er kølet af, før du bruger den. Placer det i et miljø, der er let at køle ned. LF stadig ingen forbedring, kontakt venligst med sælgeren.
Fejl i bremseenheden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unormal spænding vises start og stop.</li> <li>• Start og stop kredsløbsfejl</li> </ul>	Kontakt sælgeren.
Fejl i motoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fejl i håndstykket</li> <li>• Fejl i motoren</li> </ul>	Mest sandsynligt er chuck åbnet eller ikke helt lukket. Hvis stadig ingen forbedring. Kontakt sælgeren.

## Tekniske tjenester

1. Strømadapter: Indgang: 100-240V ~ 50/60Hz2.5A  
Udgang: DC 29V14A
2. Kontrolboks: Indgang: DC 29V/4A  
Dimensioner: D167xB134xH69mm
3. Motor: Rotationshastighed: 2.000-40.000 o/min  
Dimensioner:  $\Phi$ 23xH83mm  
Kabellængde: 170cm
4. Driftstemperaturer: +5°~+40°C  
Opbevaring: -10°~+55°C
5. Luftfugtighed i brug: 20-80% relativ luftfugtighed  
Diskplads:  $\leq$ 93% relativ luftfugtighed
6. Atmosfærisk tryk Drift: 86-106kPa  
Opbevaring: 50-106kPa
7. Beskyttelse mod elektrisk stød: Type B

- ① Omvendt nøgle
- ② Viewport
- ③ Hukommelse 1 nøgle
- ④ Hukommelse 2-tast
- ⑤ Valg af gearforhold
- ⑥ Op nøgle
- ⑦ Ned nøgle

1. Tryk på gearforholdstasten (5) for at vælge gearforholdet, hvorefter den tilsvarende indikator for gearforholdet tændes.
2. Værdien af hastighed vises på displayområdet (2) og justeres ved at trykke på op- og ned-tasten (7) og indstille som følger:  
Forsinkelsestid for at slukke lysene indstil mønstertidsværdi trin 1s, juster området 0 til 30;  
**16:1, der viser 1 til 25**  
(ækvivalent hastighed 125 RPM til 2500 RPM, trin 100 RPM)  
**1:1, der viser 2 til 40**  
(ækvivalent hastighed 2000 RPM til 40000 RPM, trin 1000 RPM)  
**1:5, der viser 1 til 20**  
(ækvivalent hastighed 10000 RPM til 200000 RPM, trin 10000 RPM)
3. Vælg rotationsretningen ved hjælp af den omvendte tast(1).
4. Tryk på tasten M 1 (3) eller M 2 (4) for at eksportere det optagede program.  
Hold M 1-tasten (3) eller M2-tasten (4) (>3s) nede for at gemme programmet.
5. Mikromotordrevet styres af leveringsanordningens luftafbrøder/fodpedal.

## Indstilling af sammensat nøgle

1. Tryk først på baktasten (1), og hold samtidig M2-tasten (4) ( $\geq$  1 s) nede i lysets forsinkelsestimeouttilstand, og juster værdien ved at trykke på op-tasten (6) og ned-tasten (7), tryk kortvarigt på baktasten (1) ud af modellen.
2. Tryk først på baktasten (1), og hold samtidig (7) ( $\geq$  1 s) manuelt åbent lys nede, displayområdet (2) viser F1, tryk kortvarigt på baktasten (1), eller efter at 30s-lamperne slukker automatisk.
3. Tryk først på den omvendte tast (1), og hold derefter op-tasten (6) og ned (7) ( $\geq$  1 s) nede for at gendanne fabriksindstillingerne.

## Start/stop-kontrol


Når indgangstrykket er større end det forudindstillede tryk, starter motoren ved den aktuelt indstillede hastighed. Når motoren roterer, blinker decimaltegnet for enden af det digitale rør, og LED'en lyser på samme tid. Når den er i starttilstand, og indgangstrykket er slukket, stopper motoren med at rotere, og LED'en slukker med en indstillet forsinkelsestid.

Tryk og hold valgtasten (5)  $\geq$  3s nede for at åbne eller afslutte manuel starttilstand, hvorefter M2(3) M3-tasten (4) blinker, når du bliver bedt om at skifte til manuel starttilstand. I manuel starttilstand skal du trykke på M1 (3) eller M2 (4) for at starte eller stoppe motoren.

## Anden indstilling

1. Inden for 1 sekund efter opstart. Hvis indgangstrykket er større end det forudindstillede tryk, vil maskinen bede fejl E1. Når indgangstrykket falder til nul. Udstyret vender tilbage til det normale.
2. Efter opstart. Hvis displaypanelet og hovedstyringsplatformen uden kommunikation, hurtig fejl E2, motorstyringen er ugyldig.

## Vedligeholdelse



Brug en skruetrækker til at løsne skrueerne på forbindelsesaksdelene, forbindelsesakslen var isoleret, udskifteligt LED-lys.

## Rengøring, desinfektion og sterilisering

### Manuel rengøring

- Brug blødt vand (<38°C) og børst til at rengøre tandlektrisk motor En. Rengøring af overflader
- Brug blødt vand (< 38°C) og børst til at rengøre overfladen på den elektriske tandmotor visuelt.
  - a. Rengøring af revner og hulrum
- Brug blødt vand (< 38°C) og børste til at børste E-type kontaktskruen, mellemrumsdelen,

forbindelsesgabet på motorens bageste del, vær særlig opmærksom

til alle revner og hulrum. Gentag flere gange, indtil det er visuelt rent. Brug derefter den

vandabsorberende klud til at fjerne eventuelle væskerester

### Manuel desinfektion

Brug KaVo Cavacid eller lignende desinfektionsmiddel til at desinficere elmotoren.

### Pakning

#### SEDDEL:

- Steriliseringsemballagens kvalitet og anvendelighed skal overholde gældende standarder og være egnet til steriliseringsproceduren!
- Hvis potentielle infektiøse væsker og partikler kan komme i kontakt med produkterne, anbefales det at dække og beskytte disse områder med sterile engangsprodukter.

## Sterilisering

Høj temperatur og højtrykssterilisering anbefales. Hver gang efter behandlingen skal du følge følgende metoder for at starte sterilisering af høj temperatur og højt tryk.


Kun motordelen er tilgængelig under sterilisering ved høj temperatur og højt tryk.

#### Seddel:

Bortset fra de dele, der er tilgængelige under sterilisering med høj temperatur og højt tryk, må den anden (hovedenhedens netledning) ikke sættes i høj temperatur og høj temperatur

#### Høj temperatur og højtrykssteriliseringsmetode

1. Brug børsten (ikke metalbørsten) til at rengøre det påsatte snavs på motoroverfladen.
2. Olie ikke motoren.
3. Anbring i posen og forsegl til sterilisering ved høj temperatur og højt tryk.
4. Fabrikanten anbefaler sterilisering ved 121 \* C i 15 minutter.
5. Skru motordækslet til motoren og beskyttelsesstikket til motorforbindelsen.



## Opmærksomhed på sterilisering ved høj temperatur og højt tryk

1. Olie ikke motoren indeni.
2. Motoren skal dræne motorledningen før sterilisering.

## Opbevaring og transport

1. Dette udstyr skal håndteres med forsigtighed og langt væk fra påvirkningen; og installer eller hold på stedet er der prøve og cool.
2. Undgå at blive opbevaret med giftige, ætsende, brandfarlige, eksplosive produkter.
3. Under transport bør stød og stød undgås og løftesikkerhed.

## Genbrug og bortskaffelse



### Bortskaffelse af udstyr

lovenstemmelse med principperne, standarderne og kravene i det land (region), hvor du befinder dig, skal du bortskaffe det gamle elektriske udstyr. Sørg for, at reservedele ikke produceres i forbindelse med bortskaffelse af affald.

## Efter salg

Hovedenheden er garanteret i 24 måneder fra købsdatoen.

Tilbehøret (adapter og netledning) er garanteret i 6 måneder.

Garantien gælder for normale brugsforhold. Enhver ændring eller utilsigtet skade annullerer garantien.