

...htele vedellä 15 minuutin ajan. Jos ärsytys
...ho saippualla ja vedellä.
...tissa raikkaaseen ilmaan. Jos ärsytys jatkuu,
...ä. Juotettava runsaasti vettä. Otettava yhteyttä
...lilo tiukasti suojettuna. Vältä altistusta kovalle
...liva kansallisten määräysten mukaan.
...vää syytymislähteiden ja kovan kuumuuden
...lasten ulottumattomissa, **S7** Säilytettävä ti-
...vedellä ja mentävä lääkäriin.
...TUVILTA

...MT+1) safety@kerrhawe.com

...ASSA

...linen, Tuberkuloosidinen

...lääketeieteellisille ja lääkinnällisille laitteille

CaviCide (NL)
Ontsmettings/reinigingsmiddel voor tandheelkundige en medische instrumenten: Bactericide, virucide, fungicide, tuberculocide.
GEBRUIKSAANWIJZING:
VOOR HET VOORREINIGEN VAN HET OPPELVAK VAN TANDHEELKUNDIGE EN MEDISCHE INSTRUMENTEN VOORAFGAAND AAN ONTSMETTING: Verwijder het groote vuil en zwaar bevulde ladingen. Sprei CaviCide rechtstreeks op het oppervlak van de tandheelkundige en medische instrumenten. Laat zichtbaar nat gedurende 30 seconden. Wrijf het oppervlak droog met een doek.
VOOR HET VOORREINIGEN VAN TANDHEELKUNDIGE EN MEDISCHE INSTRUMENTEN VOORAFGAAND AAN ONTSMETTING: Verwijder het groote vuil en zwaar bevulde ladingen.
Voer gebruik als voorreinigende ontsmettingsoplossing: Plaats de tandheelkundige en medische instrumenten in een bak. Sprei CaviCide tot alle oppervlakken van de tandheelkundige en medische instrumenten volledig doordrenkt zijn en laat zichtbaar nat gedurende 30 seconden. Haal de tandheelkundige en medische instrumenten uit de bak en spoel grondig. Volg met het gebruikelijke reinigings- en ontsmettingsproces.
Voer gebruik als ultrasone voorreinigingsoplossing: Spoel de tandheelkundige en medische instrumenten grondig af onder stromend water om zichtbare bevulling te verwijderen. Voeg 30 ml CaviCide per liter water toe aan de ultrasone eenheid. Dompel de tandheelkundige en medische instrumenten onder in de oplossing en activeer de ultrasone eenheid gedurende 5 minuten of langer, indien nodig. Neem de instrumenten uit de bak en spoel af. Volg met het gebruikelijke reinigings- en ontsmettingsproces. Werp de oplossing na gebruik weg.
Voer gebruik als manuele voorreiner: Spoel de tandheelkundige en medische instrumenten grondig af onder stromend water om zichtbare bevulling te verwijderen. Plaats de tandheelkundige en medische instrumenten in een bak met 30 ml CaviCide per liter water. Schroef de ondergedompelde tandheelkundige en medische instrumenten gedurende 30 seconden met een ruwe borstel tot alle zichtbare bevulling verwijderd is. Haal de tandheelkundige en medische instrumenten uit de bak en spoel grondig. Volg met het gebruikelijke reinigings- en ontsmettingsproces. Werp de oplossing na gebruik weg.
VOOR GEbruIK ALS ONTSMETTINGSMIDDEL OP HET OPPELVAK VAN TANDHEELKUNDIGE EN MEDISCHE INSTRUMENTEN: Sprei CaviCide rechtstreeks op het oppervlak van de voorgereinigde tandheelkundige en medische instrumenten, waarbij het te ontsmetten gebied grondig nat wordt gemaakt. Laat het oppervlak van de tandheelkundige en medische instrumenten zichtbaar nat gedurende 3 minuten bij kamertemperatuur (20°C). Wrijf het oppervlak droog met een doek of laat drogen aan de lucht.
VOOR GEbruIK ALS ONTSMETTINGSMIDDEL OP VOORGEREINIGDE NIET-KRITISCHE MEDISCHE APPARATEN*, INSTRUMENTEN EN WERKTUIGEN: Medische instrumenten dienen grondig te worden gereinigd om overmatige organische bevulling te verwijderen, waar ze worden gespoeld en gedroogd. Reinig en spoel lumens van holle medische instrumenten grondig uit. Dompel in een schaal af een ultrasone eenheid, de medische instrumenten gedurende 3 minuten in CaviCide bij kamertemperatuur (20°C). Neem de instrumenten uit de schaal en spoel af. Wrijf droog afvoers te gebruiken. Werp de oplossing na gebruik weg.
* Niet-kritische medische apparaten zijn voorwerpen die alleen in contact komen met intacte huid.
Opmerking: Kritische en semi-kritische apparaten moeten worden gevolgd door een aangepast terminaal sterilisatie/hoogwaardig desinfecteringsproces.

Voorzorgen:
Schadelijk voor mens en huisdier. Vermijd contact met voedsel. Vermijd contact met de ogen. Kan irriteren aan de ogen veroorzaken.
Instructies voor eerste hulp:
Behandeling na contact met de ogen: Spoel met water gedurende 15 minuten. Zoek medische hulp als de irritatie blijft aanhouden.
Behandeling na contact met de huid: Was de huid met water en zeep.
Behandeling na inhalatie (inademing): Zoek frisse lucht op. Zoek medische hulp als de irritatie blijft aanhouden.
Behandeling na opname (inslikken): Induceer geen braken. Geef grote hoeveelheden water. Zoek medische hulp.
Bewaring en afvalverwijdering:
Bewaring: Bewaar op een koele plaats en houd de container goed gesloten. Vermijd blootstelling aan overmatige hitte.
Overwegingen m.b.t. afvalverwijdering: Verwijder de afval in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.
UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEbruIK
WAARSCHUWINGEN: Dit product kan ontvlammen in de aanwezigheid van ontstekingsbronnen of overmatige hitte.
R36 Irriterend voor de ogen, **S2** Buiten bereik van kinderen bewaren, **S7** In goed gesloten verpakking bewaren, **S25** Aanraking met de ogen vermijden, **S26** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN**
Noodnummer:
(08.00-17.00 Europese tijd, GMT+1) safety@kerrhawe.com
e-mail naar: safety@kerrhawe.com
SpofaDental a.s.
een Kerr Company
Markova 238
CZ-506 46 Jicin
Tel: +420 493 583 111
Fax: +420 493 583 333
VERVAARDIGD IN TSJECHIE
Fabriceerend voor:
Kerr TotalCare
28210 Wick Road
Rommelus, MI 48174, USA
www.kerrhawe.com
PROTECTING PEOPLE
Bactericide, Virucide, Fungicide, Tuberculocide
CaviCide™
ontsmettings/reinigingsmiddel voor tandheelkundige en medische instrumenten
700 ml
Onderdeel nr. 4731222

CaviCide (DA)
Desiniferende/dekontaminerende rengøringsmiddel til tandlæge- og lægeudstyr: Bactericid, virucid, fungicid, tuberculocid.
BRUGSANVISNING:
TIL RENGØRING AF OVERFLADER PÅ TANDLÆGE- OG LÆGEUDSTYR INDEN DESINFICERING: Fjern grov snavs og kraftige tilsmudsninger. Spray CaviCide direkte på tandlæge- og lægeudstyrets overflader. Lad dem være synligt våde i 30 sekunder. Tør overfladen af med et håndklæde.
TIL RENGØRING AF OVERFLADER PÅ TANDLÆGE- OG LÆGEUDSTYR INDEN DESINFICERING: Fjern grov snavs og kraftige tilsmudsninger.
ved brug som dekontaminerende rengøringsmiddel: Anbring tandlæge- og lægeudstyret i en beholder. Spray med CaviCide på alle overflader på tandlæge- og lægeudstyret i løbet af 3 minutter ved stuetemperatur (20°C). Tør overfladen af med et håndklæde eller lad den lufttørre.
ved brug som ultrasonisk rengøringsvæske: Skyl tandlæge- og lægeudstyret omhyggeligt under rindende vand for at fjerne synlige grove rester. Tilføj 30 ml CaviCide per liter vand til ultralydsapparatet. Nedsænk tandlæge- og lægeudstyret i opløsningen og aktivér ultralydsapparatet i 5 minutter eller længere om nødvendigt. Tag instrumenterne ud og skyl dem. Opføj med en passende rengørings- og desiniferingsproces. Kassér opløsningen efter hver brug.
ved brug som manuelt rengøringsmiddel: Skyl tandlæge- og lægeudstyret omhyggeligt under rindende vand for at fjerne synlige grove rester. Anbring tandlæge- og lægeudstyret i en beholder med 30 ml CaviCide pr. liter vand. Skrub tandlæge- og lægeudstyret med en siv børste, mens det er nedsænket i 30 sekunder, indtil det er synligt rent. Fjern tandlæge- og lægeudstyret og skyl det. Opføj med en passende rengørings- og desiniferingsproces. Kassér opløsningen efter hver brug.
VED BRUG SOM DESINFICERINGSMIDDEL TIL OVERFLADER PÅ TANDLÆGE- OG LÆGEUDSTYR: Spray CaviCide direkte på tandlæge- og lægeudstyrets rene overflader og gennemvæd det område, der skal desinificeres, omhyggeligt. Lad tandlæge- og lægeudstyrets overflader være synligt våde i 3 minutter ved stuetemperatur (20°C). Tør overfladen med et håndklæde eller lad den lufttørre.
VED BRUG SOM DESINFICERINGSMIDDEL PÅ RENGJORT IKKE-KRITISK UDSTYR1, INSTRUMENTER OG REDSKABER: Udstyret skal rengøres omhyggeligt for at fjerne overskydende organisk snavs, skylles og tørres. Rengør og skyl lumen i hult udstyr omhyggeligt. Nedsenk lægeudstyret i CaviCide i 3 minutter ved stuetemperatur (20°C) ved hjælp af enten en bakke eller et ultralydsapparat. Fjern lægeudstyret, og skyl det. Tør det inden brug. Kassér opløsningen efter hver brug.
1 Ikke-kritisk lægeudstyr er genstande, der kun kommer i kontakt med intakt hud.
Bemærk: Til kritisk og delvist kritisk udstyr skal der opfølges med en passende afsluttende sterilisations-/desiniferingsproces på højt niveau.
Forsigtighedsregler:
Farligt for mennesker og husdyr. Undgå kontaminering af mad. Undgå kontakt med øjnene. Kan forårsage øjenirritation.

Vejledning i førstehjælp:
Behandling ved øjenkontakt: Skyl med vand i 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis iritationen varer ved.
Behandling ved hudkontakt: Vask huden med sæbe og vand.
Behandling ved inhalation (indånding): Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis iritationen varer ved.
Behandling ved indtagelse (synkning): Undgå at fremkalde opkastning. Giv store mængder vand. Søg lægehjælp.
Opbevaring og bortskafløse:
Opbevaring: Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt sted. Undgå eksponering for overdreven varme.
Betrægtninger ved bortskafløse: Bortskafløse i beholder til lokale regulativer.
KUN TIL PROFESSIONEL ANVENDELSE
ADVARSEL: Dette produkt kan være brandfarligt i nærheden af antændelsesklæder og overdreven varme.
R36 Irriterer øjnene, **S2** Opbevares utilgængeligt for børn, **S7** Emballagen skal holdes tæt lukket, **S25** Undgå kontakt med øjnene, **S26** Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. **OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN**
Telefonnummer i nødstilfælde:
(08.00-17.00 Europæisk tid, GMT+1) safety@kerrhawe.com
e-mail: safety@kerrhawe.com
SpofaDental a.s.
a Kerr Company
Markova 238
CZ-506 46 Jicin
Tel: +420 493 583 111
Fax: +420 493 583 333
FREMSTILLET I TJEKKIET
Produceret for:
Kerr TotalCare
28210 Wick Road
Rommelus, MI 48174, USA
www.kerrhawe.com
PROTECTING PEOPLE
Baktericid, Virucid, Fungicid, Tuberculocid
CaviCide™
desiniferende/dekontaminerende middel til rengøring af tandlæge- og lægeudstyr
700 ml
Artículo N° 4731222