

BRILLIANT Lumina

Brugsanvisning

DA

Læs denne brugsanvisning grundigt, før produktet anvendes. Skal opbevares til senere brug.

1. PRODUKTBESKRIVELSE

BRILLIANT Lumina er et professionelt tandblegningsprodukt baseret på to komponenter (gel og en aktivator). Produktet er beregnet til en enkelt behandling.

2. FUNKTION

BRILLIANT Lumina er beregnet til at blege tandsubstans udvendigt med det formål at opnå en kosmetisk forbedring af en patients smil.

BEMÆRK

Blegningens resultat afhænger af patientens kliniske situation. Det kan være nødvendigt at udskifte restaureringer efter behandlingen.

3. BESTANDDELE (INCI)

Gel: vand, phthalimidoperoxycaproic syre, glycerin, xanthangummi, mononatriumcitrat, PVM/MA-copolymer, natriumhydroxid, C12-15 pareth-3
Aktivator: vand, natriumhydroxid

4. KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes i tilfælde af kendte allergier over for produktets indholdsstoffer.

Produktet er ikke beregnet til brug på patienter, der ikke tilhører den tilsigtede patientgruppe.

5. FORSIGTIGHEDSREGLER

Bær beskyttelsesbriller og -handsker, når gelen forberedes.

FARE

Gel: Undgå kontakt med øjnene. Skyl omgående øjnene, hvis produktet er kommet i kontakt med øjnene.

Aktivator: Må ikke komme i direkte kontakt med mennesker (hud/øjne/slimhinder). Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt tilsmudset tøj af. Vask/brus huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Absorber udslip for at undgå materielskade.

6. BIVIRKNINGER/INTERAKTIONER

Irritation af tandkødet og/eller slimhinden i munden kan forekomme, hvis den flydende kofferdam ikke er lagt korrekt, eller den opblandede gel kommer i kontakt med blødt væv. Fjern omgående gelen fra vævet med våd gaze, og skyl området grundigt.

7. BRUGER-/PATIENTGRUPPE

Må kun påføres af tandlæger. Egned til alle patientgrupper, herunder ældre personer, undtagen børn og gravide/ammende kvinder, patienter med sygdomme i munden (f.eks. paradentose) og/eller alvorligt syge patienter.

8. FORBEREDELSE

Foretag en grundig tandrensning forud for blegningsproceduren (fuldstændig fjernelse af biofilm).

Indsæt læbeholderen. Indsæt en dental vatrulle mellem læberne og tænderne. Tør overfladerne og gummerne med en trevejssprøjte.

① Fuldstændig isoleringsprocedure ved hjælp af flydende kofferdam i henhold til producentens brugsanvisning.

9. KORREKT ANVENDELSE

En behandling består af 4 påføringscyklusser af hver 15 minutters varighed:

② Tilsæt tre dråber aktivator til en gelbeholder.

③ Bland med spatelen i 60 sekunder, indtil massen er ensartet.

④ Påfør gelen på tanden med en spatel.

⑤ Lad gelen virke i 15 minutter.

⑥ Sug gelen af tænderne. Tør eventuelt resterende gel af med en dental vatrulle. Brug ikke vand.

Gentag trin ② til ⑥ tre gange.

⑦ Når behandlingen er afsluttet, skylles munden med vand i 60 sekunder.

⑧ Fjern tandkødsbarrieren fuldstændigt i henhold til producentens brugsanvisning.

BEMÆRK

Sørg altid for, at tandkødsbarrieren er lagt korrekt på.

En patient kan behandles flere gange med BRILLIANT Lumina. Der skal være mindst 14 dage mellem behandlinger.

10. OPBEVARING

Udløbsdato: se æsken

Opbevaringstemperatur: 15-25 °C/59-77 °F

Opbevares et tørt sted

11. BORTSKAFFELSE

Kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet i overensstemmelse med de officielle bestemmelser og den lokale, godkendte affaldsrenovering samt de ansvarlige myndigheder. Der må kun bortskaffes fuldstændigt tomme emballager.

12. INDBERETningsPLIGT

Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med dette produkt, skal indberettes til fabrikanten.



Cobea AG
Weiheracherstrasse 8
CH-8114 Dänikon

EU Responsible Person

Cobea GmbH
Rathausstraße 15/1/7
AT-1010 Wien

UK Responsible Person

Coltène/Whaledent Ltd.
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, RH15 9NF/UK

COLTENE International Dental Group

Customer Center

service@coltene.com

Made in Switzerland

 COLTENE