

skada det friska tandköttet, och därmed förhindra en traumatisering av tandkött och benresorptioner. Den enåhåla sulkulär öppning är reversibel i

• **Egenomkontroll avsevärdhet**: Inga blödningar, inget exsudation, vilket mot EXPSASYL på en enda gång direkt i sulcus. Efter en till två minuter kan EXPSASYL som är lätt att identifiera tack vare sin färg, enkelt avlägsnas med luftfventilbågen. Resultatet blir en torr och vidopen sulcus.

• **Smärfti metod**, när EXPSASYL används på friskt parodontium.

EXPSASYL har **adstringerande egenskaper**: Inga blödningar, inget exsudation, vilket mot EXPSASYL på en enda gång direkt i sulcus. Efter en till två minuter kan EXPSASYL som är lätt att identifiera tack vare sin färg, enkelt avlägsnas med luftfventilbågen. Resultatet blir en torr och vidopen sulcus.

• **Öppning varaktighet**: upp till 1 till 2 minuter berorandes på tandköttets tillstånd och typ.

6 - **KRAV FÖR ANVÄNDNING OCH BRUKSANVISNING**: Dessa produkter är endast avsedda för användare som produkten är avsedd att användas med andra produkter EXPSASYL och EXPSASYL FRAISE avsedd användas med EXPSASYL-kanyler (raka eller rätvinkliga), för EXPSASYL manuellt applikatorer, EXPSASYL EXACT är avsedd att användas med en universallapplikator som engångskapslar.

Kontrollera att det inte föreligger parodontala tandköttsfickor eller furkationer.

Förberedelse: EXPSASYL och EXPSASYL FRAISE (kapseln en 1 g) • Öppna kapseln och sätt in den korta kanyländen (fig 1a) • För in kapseln med isatt kanyl i kapselhållaren • Bøj kanylen vid behov.

EXPSASYL EXACT (kapseln en 0,3 g) • Placera kapseln i universallapplikator för engångskapslyer • Öppna kapseln (fig 1b).

Installation: • Spola och torblåsta lätt den preparerade tiden 0 • Sök fingerstöd och applicera pastan långsamt i i sulcus (2 mm/s).

• Kanylens spets eller spetsen på engångskapslyen måste stänga till utrymmet mellan tanden och marginala kanten på gingivan 0 • Utdöva inget tryck på tandköttet med kanylen eller spetsen på engångskapslyen • Rör kanylen eller spetsen på engångskapslyer i stegvis i axiell riktning 0 • Vinkla inte kanylen eller spetsen på engångskapslyen från det axiella läget 0 • Om en tand inte är preparerad (t.ex. för konservativ terapi Klass II eller V) låta kanylen eller spetsen på engångskapslyen i ett närmast horisontellt läge för att skapa ett tät utrymme mellan tandkött och tand, för sedan tillbaka den i upprätt position under appliceringen av pasta • Den applicerade pastasträngen skall ha ett tørt och kompakt utseende, om inte, upprepa proceduren • Applicera en tillräckligt stor mängd material för att fullständigt fylla ut sulcus och för att erhålla en adekvat öppning.

Paustid: EXPSASYL måste få verka på plats i 1-2 minuter maximum 0, denna tid variera något beroende av två faktorer:

• -det marginala tandkötts tjocklek: 1 minut för en tunn fin gingiva, 2 minuter för en tjockare, fribörig gingiva.

• -det marginala tandkötts integritet: vid fall med despiteliserieng eller ruptur av epitelial attachment (efter roterande curettage eller elektrotomi) verkar pastan mycket snabbare och mer effektiv, minska alltså paustiden (30 sekunder är tillräckligt).

Avlägsnande: -Avlägsna EXPSASYL med luftfventilspray under användning av salivslug

0 • För användande av polyter, silikon eller hydrokoloider vidvårdtäckningar, ta spola ordentligt rent • Kontrollera att EXPSASYL fullständigt avlägsnats runt tanden 0.

• Använd inga instrument som kan skada vävnaden.

7 - **VARNINGAR/FORSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING OCH KONTRAINDIKATIONER**

Varningar/Forsiktighetsåtgärder: • Innan produkten används måste patientens bakgrund och historik fastställas. • **Respektera föreskrivna tider för kontakt** (risken för smärta och/eller irritation vid en kontakt längre än 2 minuter). • Vid fall där preparationen ligger subgingivalt, omgränsa när epitellets attachment, är det nödvändigt att utföra en kirurgisk eller ortodontisk coronal elongation som möjliggör en återställning av biologisk vävnad.

0 • När man använder EXPSASYL på en tand med tandköttsficka (klass II eller III) eller ortodontisk koronala elongation som möjliggör en återställning av biologisk vävnad, ska man inte använda EXPSASYL på sulcus, ha alltid tandkontakt.

• Följ den rekommenderade injektionshastigheten (2 mm/s).

• Eftersom pastan är synnerligen hydrofil, undvik kontakt mellan EXPSASYL och saliv under placering.

• Ska inte svällas. • Kontrollera nogga att EXPSASYL har avlägsnats helt från sulcus.

• Efter kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten. • Förvaras otkämligt för barn.

• Kanylen engångskapslyer är engångsbrukande, inte kontaminerar av patienterna vid återanvändning.

• SLANG kanylerna och engångskapslyer efter användning.

• Förre användande av polyter, silikon eller hydrokoloider (reversibel eller inte) vidvårdtäckstagn, spola ordentligt rent i sulcus, för att undvika interaktioner (risk för förändring och/eller skada på avtrycket).

• Kemiska substansbstaner från tandköttsfickor och/eller tandköttsfickor ska tvättas med en mild rengöringsmedel på dentinet: före limning, skölj rikligt med vatten i minst 10 sekunder.

Kontraindikationer: • Djupa parodontiska fickor eller furkationer (djupare än 8 mm).

• Känd allergi för aluminiumklorid eller en av beståndsdelarna i formeln.

• Använd inte om pastan ser anorlunda ut (hårdad etc.).

• Använd inte tillsammans med andra sammandragande medel (särskilt sådana som innehåller aluminiumklorid); risk för smärtans reaktion.

8 - **BIVIRKNINGAR**: Allergifärra.

Lokal brännande känsla, irritation och/eller smärta om produkten appliceras mer än 2 minuter på tandköttet eller om den inte avlägsnats helt (på grund av aluminiumkloridens sammandragande effekt) eller vid otillrättlig tandvård.

Rapportering av allvarliga tillbud: Alla allvariga tillbud som omfattar anordningen måste meddelas till tillverkaren och den behöriga myndigheten i medlemsstaten där anordningen användes och/eller patienten är bosatt.

9 - **FÖRVARING/HANTERING/BORTSKAFFNING**: • Använd inte pasta när pastans utgångsdatum har passerats. • Förvaras vid en temperatur på mellan 5°C/41°F och 25°C/77°F.

• Återvin eller kasta i enlighet med gällande bestämmelser på ett godkänt återvinningsscenter. Kasta inte produkten i miljön.

EXPSASYL och EXPSASYL FRAISE: • Efter användning, måste alltid ampullen avlägsnats från appliceringspistolen och förslutas med original-korken, efter att man har avlägsnat kapseln bort kanylen. • Se till att kanylerna inte hydrofil i kontakt med kapslerna.

Förvaradenykanyler/monoparientkapackningen, påståndsfrånkapslerna(risk/förstöt).

• Bevåra alltid kapslarna i medleverad päs stång med omsorg. • Hållbarhet: 2 år från tillverkningsdatum.

EXPSASYL EXACT: • Förvaras i originalförpackningen tills den ska användas.

Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum.

10 - **MEDICINTEKNISKA PRODUKTER FÖR ENGÅNGSBRUK**: EXPSASYL-kanyler (raka eller rätvinkliga) är endast avsedda för engångsbruk. EXPSASYL EXACT: varje kapsel är endast avsedd för engångsbruk. Att återanvända produkten innebär en risk för korskontaminering mellan patienter.

11 - **BIPACKSDELNS VERSION**: 1 index för juli 2024

expasyl

1-**PRODUCTENSIDENTIFICATION**:PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS - Zone Industrielle du Phare - 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - FRANCE - Tél +33 (0) 556 34 06 07

2 - **PRESENTATION AF ENHETEN**

EXPSASYL (KIT): äske innehållande 6 kapslar à 1 g (6 til 7 anvendeslser per kapsel) i en genlukkelig pose, 12 enkelbrugs applikationskanyler, 1 manuel applikator

EXPSASYL: äske indeholdende 20 kapsler à 1 g (6 til 7 i vendeslser pr. kapsel) i en genlukkelig pose

EXPSASYL FRAISE: äske indeholdende 20 kapsler af 1 g (6 til 7 anvendeslser per kapsel) i en genlukkelig pose

EXPSASYL EXACT: äske indeholdende 20 eller 50 mono-patient kapsler med 0,3 g i enkelkposl

EXPSASYL KANYLER: äske indeholdende 40 eller 100 lree kanyler eller 40 eller 100 lree kanyler

EXPSASYL EXACT: äske indeholdende 20 eller 50 mono-patient kapsler med 0,3 g i enkelkposl

3 - **INDIKATIONER**: EXPSASYL anvendes ved alle indikationer for sulkulær åbning (sammenkrænkning af tandkødet), som f.eks.: aftryk med eller uden forudgående tandkødsudelukkelse, fastsøbning af protese, i bevarende odontologi ved genopbygning af kvævtler af klasse II og V, montering af hæfteslts, ortodonti (limning af tandregulerende anordninger).

Målruppe: Dette produkt er beregnet til patienter (voksne og børn), der ikke har kontraindikationer og/eller skal tage forsigtighedsregler over for brug. Produktet kan anvendes af børn, gravide eller ammende kvinder uden risiko.

4 - **SAIEMNSETNING**: • Aluminiumklorid (15 %). • Kaolin. • Patent blue V. • Bindeidlere.

5 - **KLINISK FORDEL/VIRKNING/VIRKEMÅDENS MEKANISME**: EXPSASYL er en pasta til midlertidig sulkulær åbning (sammenkrænkning af tandkødet), som sikrer, at tandkædsranden holdes på afstand og sulcus udtørres.

EXPSASYL's væsentligste karakteristiske egenskaber er:

• **Parodontum respekteres**: EXPSASYL har en konsistens, der er specielt udarbejdet med henblik på ikke at skade rask parodontium, hvorved fænomener som tandkøtslugebetrækning eller knogleresorption undgås. Den opnåede sulkulær åbning er reversibel.

• **Egenomkontroll af vedvarende tilstedeværelse**: sulkulær åbning opnås ved at lægge EXPSASYL i sulcus i en enkelt operation. Efter et til to minutter fjernes EXPSASYL, der er let at finde på grund af produktets farve, ganske enkelt med en luft- og vandstråle og efterlader sulcus tør og vidt åben.

• **Smertefri metode**, når EXPSASYL anvendes på rask parodontium.

EXPSASYL har **adstringernde egenskaber**: Inga blødninger, ingen blødning eller udsvivning, hvilket gør det muligt at opnå en fuldstændigt tørt sulcus.

• **Genemsnitlig varighet** for åbning: 1-2 minutter afhængig af stand og type af gummen.

6-**FORDSTÆTNINGER FOR BRUG OG BRUGSVEJLEDNING**: Produkter reservert for professionelle dental brug. Enheder beregnet til brug med andre enheder. EXPSASYL og EXPSASYL FRAISE skal anvendes med EXPSASYL applikationskanyler (lige eller retvinklede) og EXPSASYL manuelt applikator; EXPSASYL EXACT skal anvendes med en universel applikator til mono-kapsler.

Kontroller, at der ikke findes parodontale lommer og/eller furkationer.

Förberedelse: EXPSASYL (kapseln af 1 g) • Tag proppen af kapslen og for den korte ende en en kanyle (fig 1a) in i kapseln. • Sæt kapseln forsynet med kanylen i kapselhållaren.

• Bøj om nødvendigt kanylen.

EXPSASYL EXACT (kapseln af 0,3 g) • Indsæt kapseln i universallspistol til mono-kapsler. • Åbn kapseln (fig 1b).

Montering: • Skyl og tørt behandlingen med 0 • • Sprejt långsamt pasta in i sulcus ved at stötte med tanden (2 mm/s).

• Kanylens ende eller spidsen på mono-patient

kapseln skal danne et lukket rum mellem tanden og tandkædsranden 0 • Der må ikke udøves tryk på tandkødet med kanylen eller spidsen på mono-patient kapslen. • Ret

effektendene på tandkødet og på tandkødet på mono-patient kapseln. • Kanylens ende eller spidsen på mono-patient kapseln må ikke skråne, den skal altid stå på linie med tanden 0 • När en tand ikke er sletbet (f.eks. ved bevarende pleje af klasse II eller V), skal kanylen eller spidsen på mono-patient kapseln skråne næsten vandret for at danne et lukket rum mellem tandkødet og tanden, hvorved den langsomt rettes op samtidig med at pastan sprøjtes på tandkødet og på tandkødet på mono-patient kapseln. • Efter en til to minutter kan EXPSASYL som er let at finde på grund af produktets farve, enkelt med en luft- og vandstråle og efterlader sulcus tør og vidt åben.

• **Smertefri metode**, når EXPSASYL anvendes på rask parodontium.

EXPSASYL har **adstringernde egenskaper**: Inga blødningar, inget exsudation, vilket mot EXPSASYL på en enda gång direkt i sulcus. Efter en till två minuter kan EXPSASYL som är lätt att identifiera tack vare sin färg, enkelt avlägsnas med luftstrålkälgig åbning.

Hviletid: EXPSASYL skal sidde og virke i 1-2 minuter maksimum 0, og tiden er afhængig af to faktorer:

• -det marginalsrandens tykkelse: 1 minut ved fint tandkød, 2 minutter ved tykt og fibrøst tandkød.

• -tandkædsrandens integritet: ved dårlig epitelvævsdannelse eller brud på tandvolden (efter roterende skræbning eller fjernelse med diathermiisk t.eks.), er pastasen virkning meget hurtigere og større og i så fald skal hviletiden forlænges (30 sekunder er tilstrækkelig).

• Eftersom pastan er synnerligen hydrofil, undgå kontakt mellem EXPSASYL og saliv under placering.

• Ska inte svällas. • Kontrollera noggrannat att EXPSASYL har avlägsnats helt från sulcus.

• Efter kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten. • Förvaras otkämligt för barn.

• Kanylen engångskapslyer är engångsbrukande, inte kontaminerar av patienterna vid återanvändning.

• SLANG kanylerna och engångskapslyer efter användning.

• Förre användande av polyter, silikon eller hydrokoloider (reversibel eller inte) vidvårdtäckningar, ta spola ordentligt rent i sulcus, för att undvika interaktioner (risk för förändring och/eller skada på avtrycket).

• Kemiska substanser från tandköttsfickor och/eller tandköttsfickor ska tvättas med en mild rengöringsmedel på dentinet: före limning, skölj rikligt med vatten i minst 10 sekunder.

Kontraindikationer: • Djupa parodontiska fickor eller furkationer (djupare än 8 mm).

• Känd allergi för aluminiumklorid eller en af komponenterna i formeln.

• Använd inte om pastan ser anordnada ut (hårdad etc.).

• Använd inte tillsammans med andra sammandragande medel (särskilt sådana som innehåller aluminiumklorid); risk för smertfull reaktion.

8 - **BIVIRKNINGER**: Allergierisk.

Lokal brännende förmörmelse, irritation och/eller smerte, hvis produktet anvendes i mere end 2 minutter på tandkødet, eller hvis det ikke fjernes helt (på grund af aluminiumkloridets sammenkrænkende virkning) eller i tilfælde af skræbrelt tandkød.

Erklæring om alvorlige hændelser: Enhver alvorlig hændelse, der involverer enheden, skal meddeles til myndighederne og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugen finder sted og/eller patienten opholder sig.

9 - **OPBEVARENING/HANTERING/ELIMINERING**: • Må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato, der står anført på den indvendige salgsemballage. • Opbevares ved temperatur mellem 5°C/41°F og 25°C/77°F.

• Skal genindvdes eller bortskaffes i en engangskapsel.

• Efter anvendelse af EXPSASYL på en tand med tandkøtsficka (klasse II eller III) eller ortodontisk koronale elongation som muliggør en genopstilling af biologisk væv, skal man ikke anvende EXPSASYL på sulcus, have altid tandkontakt.

• Følg den anbefalede injektionshastighed (2 mm/s).

• Eftersom pasten er særlig hydrofil, undgå kontakt mellem EXPSASYL og saliv under placering.

• Ska inte svällas. • Kontrollera noggrannat att EXPSASYL har avlägsnats helt från sulcus.

• Efter kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten. • Förvaras otkämligt för barn.

• Kanylen engångskapslyer är engångsbrukande, inte kontaminerar av patienterna vid återanvändning.

• SLANG kanylerna och engångskapslyer efter användning.

• Förre användande av polyter, silikon eller hydrokoloider (reversibel eller inte) vidvårdtäckningar, ta spola ordentligt rent i sulcus, för att undvika interaktioner (risk för förändring och/eller skada på avtrycket).

• Kemiska substansbstaner från tandköttsfickor och/eller tandköttsfickor ska tvättas med en mild rengöringsmedel på dentinet: före limning, skölj rikligt med vatten i minst 10 sekunder.

Kontraindikationer: • Djupa parodontiska fickor eller furkationer (djupare än 8 mm).

• Känd allergi för aluminiumklorid eller en av beståndsdelarna i formeln.

• Använd inte om pastan ser anordnada ut (hårdad etc.).

• Använd inte tillsammans med andra sammandragande medel (särskilt sådana som innehåller aluminiumklorid); risk för smärtans reaktion.

8 - **BIVIRKNINGAR**: Allergifärra.

Lokal brännande förmörmelse, irritation och/eller smerte, hvis produktet anvendes i mere end 2 minutter på tandkødet, eller hvis det ikke fjernes helt (på grund af aluminiumkloridets sammenkrænkende virkning) eller i tilfælde af skræbrelt tandkød.

Erklæring om alvorlige hændelser: Enhver alvorlig hændelse, der involverer enheden, skal meddeles til myndighederne og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugen finder sted og/eller patienten opholder sig.

9 - **OPBEVARENING/HANTERING/ELIMINERING**: • Må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato, der står anført på den indvendige salgsemballage. • Opbevares ved temperatur mellem 5°C/41°F og 25°C/77°F.

• Skal genindvdes eller bortskaffes i en engangskapsel.

• Efter anvendelse af EXPSASYL på en tand med tandkøtsficka (klasse II eller III) eller ortodontisk koronale elongation som muliggør en genopstilling af biologisk væv, skal man ikke anvende EXPSASYL på sulcus, have altid tandkontakt.

• Følg den anbefalede injektionshastighed (2 mm/s).

• Eftersom pasten er særlig hydrofil, undgå kontakt mellem EXPSASYL og saliv under placering.

• Ska inte svällas. • Kontrollera noggrannat att EXPSASYL har avlägsnats helt från sulcus.

• Efter kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten. • Förvaras otkämligt för barn.

• Kanylen engångskapslyer är engångsbrukande, inte kontaminerar av patienterna vid återanvändning.

• SLANG kanylerna och engångskapslyer efter användning.

• Förre användande av polyter, silikon eller hydrokoloider (reversibel eller inte) vidvårdtäckningar, ta spola ordentligt rent i sulcus, för att undvika interaktioner (risk för förändring och/eller skada på avtrycket).

• Kemiska substansbstaner från tandköttsfickor och/eller tandköttsfickor ska tvättas med en mild rengöringsmedel på dentinet: före limning, skölj rikligt med vatten i minst 10 sekunder.

Kontraindikationer: • Djupa parodontiska fickor eller furkationer (djupare än 8 mm).

• Känd allergi för aluminiumklorid eller en av beståndsdelarna i formeln.

• Använd inte om pastan ser anordnada ut (hårdad etc.).

• Använd inte tillsammans med andra sammandragande medel (särskilt sådana som innehåller aluminiumklorid); risk för smärtans reaktion.

8 - **BIVIRKNINGAR**: Allergifärra.

Lokal brännande känsla, irritation och/eller smärta om produkten appliceras mer än 2 minuter på tandköttet eller om den inte avlägsnats helt (på grund av aluminiumkloridens sammandragande effekt) eller vid otillrättlig tandvård.

Rapportering av allvariga tillbud: Alla allvariga tillbud som omfattar anordningen måste meddelas till tillverkaren och den behöriga myndigheten i medlemsstaten där anordningen användes och/eller patienten är bosatt.

9 - **FÖRVARING/HANTERING/BORTSKAFFNING**: • Använd inte pasta när pastans utgångsdatum har passerats. • Förvaras vid en temperatur på mellan 5°C/41°F och 25°C/77°F.

• Återvin eller kasta i enlighet med gällande bestämmelser på ett godkänt återvinningsscenter. Kasta inte produkten i miljön.

EXPSASYL och EXPSASYL FRAISE: • Efter användning, måste alltid ampullen avlägsnats från appliceringspistolen och förslutas med original-korken, efter att man har avlägsnat kapseln bort kanylen. • Se till att kanylerna inte hydrofil i kontakt med kapslerna.

Förvaradenykanyler/monoparientkapackningen, påståndsfrånkapslerna(risk/förstört).

• Bevåra alltid kapslarna i medleverad päs stång med omsorg. • Hållbarhet: 2 år från tillverkningsdatum.

EXPSASYL EXACT: • Förvaras i originalförpackningen tills den ska användas.

Hållbarhet: 3 år från tillverkningsdatum.

10 - **MEDICINTEKNISKA PRODUKTER FÖR ENGÅNGSBRUK**: EXPSASYL-kanyler (raka eller rätvinkliga) är endast avsedda för engångsbruk. EXPSASYL EXACT: varje kapsel är endast avsedd för engångsbruk. Att återanvända produkten innebär en risk för korskontaminering mellan patienter.

11 - **BIPACKSDELNS VERSION**: 1 index för juli 2024

1-**VALMISTAJAN TUUNISTETIEDOT**: PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS - Zone Industrielle du Phare - 17 avenue Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - FRANCE - Tél +33 (0) 556 34 06 07

2 - **PRESENTATION AF ENHETEN**

EXPSASYL (KIT): äske indeholdende 6 kapsler à 1 g (6 til 7 brukerdoser per kapsel) i en genlukkelig pose, 12 enkelbrugs applikationskanyler, 1 manuel applikator

EXPSASYL: äske indeholdende 20 kapsler på 1 g (6 til 7 brukerdoser per kapsel) i en genlukkelig pose

EXPSASYL FRAISE: äske indeholdende 20 kapsler på 1 g (6 til 7 brukerdoser per kapsel) i en genlukkelig pose

EXPSASYL EXACT: äske indeholdende 20 eller 50 monopatientkapsler på 0,3 g i enkelkposl

EXPSASYL KANYLLIA: äske indeholdende 40 eller 100 rette kanyler eller 40 eller 100 okeaka kanyllia

EXPSASYL EXACT: kotelø, joka sisältää 20 tai 50 yhdeleltoallaa tarkoitettuja 0,3 g kapsleita yksittäispakkausissa

EXPSASYL KANYLLIA: kotelø, joka sisältää 40 tai 100 suoraa kanyyllia tai 40 tai 100 okeaka kanyyllia

EXPSASYL EXACT: kotelø, joka sisältää 20 tai 50 yhdeleltoallaa tarkoitettuja 0,3 g kapsleita yksittäispakkausissa

EXPSASYL KANYLLIA: kotelø, joka sisältää 40 tai 100 suoraa kanyyllia tai 40 tai 100 okeaka kanyyllia

EXPSASYL EXACT: kotelø, joka sisältää 20 tai 50 yhdeleltoallaa tarkoitettuja 0,3 g kapsleita yksittäispakkausissa

EXPSASYL KANYLLIA: kotelø, joka sisältää 40 tai 100 suoraa kanyyllia tai 40 tai 100 okeaka kanyyllia

EXPSASYL EXACT: kotelø, joka sisältää 20 tai 50 yhdeleltoallaa tarkoitettuja 0,3 g kapsleita yksittäispakkausissa

EXPSASYL KANYLLIA: kotelø, joka sisältää 40 tai 100 suoraa kanyyllia tai 40 tai 100 okeaka kanyyllia

EXPSASYL EXACT: kotelø, joka sisältää 20 tai 50 yhdeleltoallaa tarkoitettuja 0,3

