



Eugenol

Reaktiv væske til fremstilling af ZOE-cement.

Sammensætning

Eugenol 100 %

Egenskaber

Blandet med zinkoxid reagerer det og danner en zinkoxid-eugenol-cement (ZOE-cement), der anvendes i tandplejen.

Indikation (ZOE-cement)

- Midlertidig obturation.
- Indirekte pulpaafdækning.

Brugsanvisning

Zinkoxidpulveret blandes med eugenol i forholdet masse/væske (P/L) mellem 1,1 og 1,7 (g/g).

Hærdningen begynder ved tilstedeværelse af fugt. En stigning i luftfugtighed eller temperatur fremskynder hærdningen.

Hærdningstiden (testet i henhold til ISO 3107) er 6 timer, 50-16 timer afhængigt af det anvendte P/L-forhold.

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur mellem 5°C og 30°C, beskyttet mod direkte lys og fugt. Luk glasset omhyggeligt efter brug.

Advarsel

På grund af tilstedeværelsen af eugenol, undgå at bruge cement med harpiksbaserede fyldninger.

Ved brug af dette produkt skal der bæres handsker og beskyttelsesbriller. I tilfælde af kontakt med huden vaskes med rigeligt vand og sæbe. Hvis der opstår hudirritation, skal der søges lægehjælp/tilsyn. I tilfælde af kontakt med øjet skylles forsigtigt med blødt, rent vand i 15 minutter med åbne øjenlåg og kontakt straks en læge. I tilfælde af indtagelse skylles munden med vand, der drikkes meget vand og der konsulteres en læge. Hold den udsatte person i hvile, fremtving ikke opkastning. Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for nogen af disse ingredienser. Må ikke anvendes i tilfælde af allergi over for Eugenol.

Emballage

REF

Flaske med 15 ml	11420
Flaske med 30 ml	11421
Flaske med 100 ml	11422



Til professionel tandlægebrug
Fremstillet i Schweiz

 **Produits Dentaires SA**
Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey
pd-dental.com . Switzerland