


Ekstraoralt dentalt vakuumsystem
BRUGERVEJLEDNING

Indhold



















1. Oversigt over VacStation.....	4
2. Symboler	5
3. Introduktion.....	6
3.1 Anvendelsesområde.....	6
3.2 Sikkerhedsanvisninger	6
4. Montering af VacStation	8
4.1 Fjern beskyttende transportsikum	8
4.2 Montering af VacStation	9
5. Brugergænseflade	11
6. Brugervejledning	12
6.1 Indstilling af luftmængde	12
6.2 Tilslut volumenkontrol til justering af luftmængde	12
6.3 Slukning.....	13
7. Vedligeholdelse.....	14
7.1 Rengøring og desinfektion	14
7.1.1 Fremad	14
7.2 Udskiftning af filter	16
8. Fejlfinding	18
9. Tekniske data.....	19
10. EMC-tabeller.....	20
11. Erklæring.....	26

1. Oversigt over VacStation

1. Hovedmotorboks
2. Retningsrør
3. Sugedyse
4. Volumenkontrol
5. Strømledning



2. Symboler

 WARNING	Hvis vejledningen ikke følges korrekt, kan det medføre fare for produktet eller brugeren/patienten.
 NOTE	Yderligere oplysninger, forklaring af drift og ydeevne.
 SN	Serienummer
 REF	Katalognummer
	Produktionsdato
 LOT	Produktionsparti
	Beskyttelsesjording
	Type B anvendt del
	Sikring
	WEEE-direktivmærkning
	Hold tør
	Begrænsning på temperatur
	Begrænsning på fugt
	Begrænsning på atmosfærisk tryk
	Producentens logo
	CE-mærkning
 EC REP	Autoriseret repræsentant i EU
	Se brugervejledning

3. Introduktion

3.1 Anvendelsesområde

VacStation bruges til at reducere spredning af aerosoler fra roterende instrumenter, slibepulver og kviksløvdampe under tandbehandlinger.

Enheden må kun anvendes i hospitalsmiljøer, på klinikker eller i tandlægepraksisser af kvalificeret tandteknisk personale.

3.2 Sikkerhedsanvisninger

- 1. Læs denne vejledning før brug.
- 2. VacStation skal stå i oprejst position, når den anvendes. Den må ikke ligge på siden eller med bunden i vejret, da det vil beskadige maskinen eller forkorte dens levetid.
- 3. Når filteret udskiftes, skal du være opmærksom på, om gummirammen er flad, da der ellers vil opstå luftlækager, og sugekraften dermed kan blive reduceret.
- 4. Når du bruger spændeknappen, skal du trykke topdækslet godt ned og derefter fastgøre spændeknappen, da spændeknappen ellers vil blive beskadiget.
- 5. Hovedfilteret er tungt, så vær forsigtig, når det udskiftes. VacStation er tung, så vær forsigtig, når du flytter den.
- 6. Når det primære effektfilter udskiftes, skal du være opmærksom på, at den tætte side vender mod filteret, og den tynde side vender mod luftindtaget.



1. Enheden kan indfange virus og bakterier i den luft, der suges ind i enheden. Bemærk, at enheden ikke kan bruges til at forhindre spredning af virus og bakterier i luften, der ikke passerer gennem filtrene.
2. Enheden må ikke placeres i fugtige omgivelser, eller hvor den kan komme i kontakt med nogen form for væske.
3. Enheden må ikke udsættes for direkte eller indirekte varmekilder. Enheden skal betjenes og opbevares i et sikkert miljø.
4. Det påkræves, at der tages særlige forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), og enheden skal monteres og betjenes i nøje overensstemmelse med EMC-oplysningerne. Enheden må især ikke anvendes i nærheden af lysstofrør, radiosendere, fjernbetjening, og systemet må ikke

3 Introduktion

anvendes i nærheden af aktivt HF-operationsudstyr på hospitalet. Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder eksterne enheder såsom antennekabler og eksterne antenner) bør ikke benyttes tættere end 30 cm på nogen dele af VacStation, inkl. kabler, der er specificeret af producenten. Ellers kan det medføre forringelse af udstyrets ydeevne. Må ikke betjenes eller opbevares ved høje temperaturer. Overhold de angivne drifts- og opbevaringsforhold.




5. Hvis der opstår uregelmæssigheder i enheden under behandlingen, skal den slukkes. Kontakt bureauet.

6. Du må aldrig selv åbne eller reparere enheden, da garantien ellers vil bortfalde.


4. Montering af VacStation

4.1 Fjern beskyttende transportsikum




Før maskinen tages i brug for første gang, skal det beskyttende transportsikum i bunden af hovedfilterenheden fjernes, da maskinen ellers ikke vil fungere normalt. Se følgende trin for at fjerne skummet.

Trin	Diagram	Beskrivelse
1		Tag topdækslet af: Åbn de fire spænder (markeret med blå pile), og tag topdækslet af.
2.		Tag hovedfilterenheden ud: Tag tætningslisten og filterelementerne ud i rækkefølge. Tag derefter hovedfilterenheden, angivet af den stiplede linje, ud.
3.		Fjern skummet: Fjern det skum, der er monteret i bunden af hovedfilterelementet. Skummet kan bortskaffes i henhold til lokale love og forskrifter.




4 Montering af VacStation

4.		Monter hovedmotorboksen: Monter delene i rækkefølge, og fastgør de fire spænder.
----	---	---





4.2 Montering af VacStation

1.		Montering af sugedyse: Skru møtrikken på, og fastgør sugedysen til retningsrøret.
2.		Montering af retningsrør: Sæt retningsrøret på topdækslet.  NOTE Retningsrøret skal monteres lodret og på topdækslet, da sugeevnen ellers vil forringes.

4 Montering af VacStation

3.		<p>Tilslut strømledningen: Sæt den ene ende af strømledningen i motorhuset og den anden ende i en stikkontakt.</p> <p> NOTE</p> <p>Kun det originale strømkabel må anvendes.</p>
4.		<p>Tilslutning af volumenkontrol: Sæt den ene ende af tilslutningsledningen i volumenkontrollen og den anden ende af tilslutningsledningen i interfacet på motorhuset som vist på billedet.</p>

5. Brugergænseflade

 <p>1 Skærmdisplay 2 Volumen ned 3 Volumen op 4 Afbryderknap</p>	<p>Tænd for strømmen Tryk på afbryderknap 4 til  "</p> <p>Volumen op Tryk på volumen op-tast 3 for at ændre luftmængden fra 1 til 10.</p> <p>Volumen ned Tryk på volumen ned-tast 2 for at ændre luftmængden fra 10 til 1.</p> <p>Sluk for strømmen Tryk på afbryderknap 4 til  ".</p>
 <p>5. Knap til indstilling af volumen 6. Afbryderknap for volumenkontrol</p>	<p>Tænd volumenkontrollen Tryk på volumenkontrollens afbryderknap 6 for at sætte den på "ON".</p> <p>Indstilling af volumen Drej volumenindstillingsknappen med uret for at ændre luftmængden fra 1 til 10, mod uret fra 10 til 1.</p> <p>Sluk volumenkontrollen Tryk volumenkontrollens afbryderknap 6 for at sætte den på "OFF".</p>

6. Brugervejledning



WARNING

Bloker ikke luftindtaget kunstigt for at undgå at beskadige motoren. Hvis filteret er blokeret, skal det udskiftes med det samme for at undgå at beskadige motoren.



NOTE

Før første brug skal skummet, der er placeret under hovedfilteret, fjernes.

Når du bruger spændeknappen, skal du sørge for at trykke topdækslet godt ned og derefter fastgøre spændeknappen, da spændeknappen ellers vil blive beskadiget. Fastgør retningsrøret, juster retningen af retningsluftløret i henhold til forskellige situationer, tilslut strømforsyningen, tænd afbryderknappen (uden at anvende et eksternt tastatur for at justere luftmængden), den værdi, der vises på dette tidspunkt, er luftmængden ved sidste nedlukning.

Ved opstart viser displayet en tocifret værdi, der angiver luftmængdeområdet: 01-10, hvis den ikke betjenes i løbet af 3 minutter (herunder nøgleboks og maskinens ▲- eller ▼-tast), vises den samlede flowværdi, og flowværdien er en trecifret værdi (flowværdien er, når ventilatoren roterer 5,76 millioner omdrejninger, den samlede værdi er 001, som akkumuleres i multipler på 5,76 millioner omdrejninger).


6.1 Indstilling af luftmængde

Der kan indstilles en samlet luftmængde på 01~10 hastigheder. Klik på tasterne ▲ eller ▼ for at indstille luftmængden. Når 01 vises, er luftmængden på det laveste niveau, når 10 vises, er luftmængden på det højeste niveau.

6.2 Tilslut volumenkontrol til justering af luftmængde

Når volumenkontrollen til regulering af luftmængden er tilsluttet, virker ▲- eller ▼-tasterne ikke på maskinen, og luftmængden kan kun justeres ved hjælp af knappen på volumenkontrollen. Når luftmængden er høj, er maskinens sugkapacitet stærk. Det anbefales at arbejde med en stor luftmængde.

6.3 Slukning


Sluk enheden ved at trykke på volumenkontrollens afbryderknop til "OFF", hvorefter skærmen viser "OFF". Afbryd strømforsyningen ved at trykke på afbryderknappen på hovedmotorboks  til " " .



WARNING

I nogle tilfælde, f.eks. hvis sugedysens temperatur er meget lavere end vandets, kan der komme kondensvand ud af sugedysen. I så fald skal enheden være i drift i 15~30 minutter uden at blive anvendt til behandling. Dette skal ske for at sikre, at der ikke er vand eller damp i retningsrøret og sugedysen.

7. Vedligeholdelse



Komponenterne i figuren er:

- 1: Hovedmotorhus
- 2: Hovedfilterenhed
- 3: Sekundær filterenhed
- 4: Forfiltervat
- 5: Gummipude
- 6: Topdæksel
- 7: Retningsrør
- 8: Sugedyse

7.1 Rengøring og desinfektion

7.1.1 Fremad







Af hensyn til hygiejne og sikkerhed skal komponenterne (sugedysen) rengøres og desinficeres før hver brug for at forhindre kontaminering. Dvs. første gang, den anvendes, samt hver gang efterfølgende. Komponenterne (retningsrør, hovedmotorboks, strømledning og volumenkontrol) skal rengøres og desinficeres regelmæssigt i henhold til brugen. Overhold nationale retningslinjer, standarder og krav til rengøring og desinfektion.

Rengøring og desinfektion slider ikke nævneværdigt på dette instrument. Begrænsninger i antallet af rengøring og desinfektion bestemmes derfor af enhedens funktion/slid. Hvad angår behandlinger, er der ikke maks. antal på tilladt rengøring og desinfektion. Enheden må ikke anvendes i tilfælde af tegn på forringelse af materialet. Hvis enheden beskadiges, skal den rengøres og

desinficeres, før den sendes tilbage til producenten med henblik på reparation.

7.1.2 Generelle anbefalinger




- Brugeren har ansvaret for produktets sterilitet under første cyklus og ved enhver yderligere brug samt for brug af beskadigede eller urene instrumenter, i relevant omfang, efter sterilisering.
- Bær af hensyn til din egen sikkerhed personlige værnemidler (handsker, briller osv.).
- Anvend kun en desinfektionsopløsning med virkningsgodkendelse (VAH/DGHM-katalogisering, CE-mærkning og FDA-godkendelse) og i overensstemmelse med brugsanvisningerne fra producenten af desinfektionsopløsningen.
- Vandkvaliteten skal stemme overens med lokale forskrifter, især for det sidste skylletrin eller ved brug i en desinficerende vaskemaskine.
- Brug ikke blegemiddel eller desinficeringsmidler med klorid.

Desinfektionskomponenter		
Sugedyse 	Retningsrør 	Hovedmotorboks 
Strømledning 	Volumenkontrol 	
Tør alle overflader af med en klud, der er let fugtet med ethanol til desinfektion (ethanol 70-80 vol%) i mindst 2 min. Gentag 5 gange.		
<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p> NOTE</p> <p>Der må kun anvendes ethanol til desinfektion (ethanol 70-80 vol%). Brug ikke for meget ethanol, da det kan komme ind i maskinen og beskadige</p> </div>		

komponenterne indeni.

7.2 Udskiftning af filter

7.2.1 Hyppighed af filterskift

Komponenter	Hyppighed (Kontrollér den akkumulerede flowværdi på skærmen)
Forfiltrervat 	Display 010 og dets multipla, såsom 010/020/030 ... (Cirka hver måned baseret på en gennemsnitlig driftstid på 4 timer pr. dag)
Sekundær filterenhed 	Display 050 og dets multipla, såsom 050/100/150 ... (Cirka hver 3.-6. måned baseret på en gennemsnitlig driftstid på 4 timer pr. dag)
Hovedfilterenhed 	Display 100 og dets multipla, såsom 100/200/300 ... (Cirka hver 6.-12. måned baseret på en gennemsnitlig driftstid på 4 timer pr. dag)



NOTE

Når skærmen viser "□" cirkulært, skal du kontrollere filterne. Udskift filteret, hvis filtret først overskrider den påkrævede holdbarhed. Hvis "□" fortsætter, skal du kontrollere tilstanden på andre filtre og udskifte det filter, der er blokeret.

7.2.2 Sådan udskiftes filtre

Løsn de fire spændeknapper på kanten af maskinens topdæksel, og løft topdækslet, forfiltrervattet, den sekundære filterenhed og hovedfilteret op i den rækkefølge. Udskift hovedfilteret med et nyt. Sørg for, at det nye hovedfilter er placeret korrekt, og at ventilatorudgangen, der er forbundet med bunden af filteret, er ledende.



NOTE

Når du udskifter filteret, skal du først slukke på afbryderknappen.

8. Fejlfinding

Hvis der opstår et problem eller en funktionsfejl, skal du kontrollere maskinen ud fra nedenstående tabel, før du kontakter forhandleren for hurtigt at løse almindelige problemer eller funktionsfejl. Kontakt forhandleren, hvis problemet eller fejlen ikke kan løses.

Problem eller funktionsfejl	Årsager	Løsninger
Skærmen blinker skiftevis "OFF" og med uret "□", afgiver en alarm, ventilatoren stopper med at virke.	Luftindtaget er helt blokeret	Sluk for strømmen, kontrollér, om retningsrøret og sugedysen er blokeret af fremmedlegemer. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne dem. Hvis problemet ikke løses, skal du åbne topdækslet og kontrollere, om der er fremmedlegemer, der blokerer luftindtaget inde i maskinen. Hvis det er tilfældet, skal du fjerne dem. Genstart maskinen efter disse trin, og hold øje med, om den efter et minut afgiver en alarm. Hvis det er tilfældet, skal filteret udskiftes.
LED-skærmen viser "ERR", afgiver en alarm, ventilatoren og motoren stopper med at virke.	Ventilator- eller linjestyingsdelen er unormal	Sluk for strømmen, og genstart maskinen for at kontrollere, om den fungerer korrekt. Hvis ikke, skal du kontrollere ventilatoren.

9. Tekniske data

Producent	Changzhou Sifary Medical Technology Co.,Ltd
Model	VacStation
Mål	53 x 46 cm x 60 cm±1 cm (pakke)
Rør	Φ75 mm × 1500 mm
Vægt	21 kg±10 %
Indgang	220-240 V AC til europæisk standard/100-120 V AC til amerikansk standard
Frekvens	50/60 Hz
Strøm	250 W maks.
Filtereffektivitet (0,3µm)	99,97 %
Statisk tryk	3.000 Pa
Blæsehastighed	14 m/s
Volumen (inkl. filter)	3,7 m ³ /min
Ultraviolet	Ultraviolet lysintensitet: 2260uB/cm ² Bølgelængde: 265-285 nm
Elektrisk sikkerhedsklasse:	Klasse I
Anvendt del	B
Driftsbetingelser:	Anvendelse: i lukkede rum Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 40 °C Relativ luftfugtighed: <80 % Driftshøjde < 3.000 m over havets overflade
Transport- og opbevaringsbetingelser	Omgivelsestemperatur: -20 °C ~ +55 °C Relativ luftfugtighed: 20 %~80 % Atmosfærisk tryk: 70 kPa~106 kPa

10. EMC-tabeller

Vejledning og erklæring fra fabrikanten – elektromagnetiske emissioner		
<p>VacStation-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VacStation-systemet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser.</p>		
Emissionstest	Overensstemmelse	Elektromagnetisk miljø – vejledende
RF-emissioner CISPR 11	Gruppe 1	VacStation -systemet anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emission er derfor meget lav og forårsager derfor sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.
RF-emissioner CISPR 11	Klasse B	VacStation er beregnet til anvendelse i alle anlæg bortset fra i beboelsesejendomme og anlæg, der er direkte tilkøbt det offentlige lavspændingsnet, som leverer strøm til bygninger, der anvendes til beboelse.
Harmoniske emissioner IEC61000-3-2	Klasse A	
Spændingsfluktuationer/flickeremissioner IEC 61000-3-3	Opfylder	

Vejledning og erklæring fra fabrikanten – elektromagnetisk immunitet			
VacStation -systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VacStation -systemet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser.			
Immunitetstest	IEC 60601 testniveau	Overensstemmelsesniveau	Elektromagnetisk miljø – vejledende
Elektrostatisk afladning (ESD) IEC 61000-4-2	+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV luft	+/- 8 kV kontakt +/- 2 kV, +/- 4 kV, +/- 8 kV, +/- 15 kV luft	Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. Hvis gulve er dækket med syntetisk materiale, skal den relative fugtighed være på mindst 30 %.
Elektriske hurtige transienter/bygetransienter IEC 61000-4-4	±2 kV 100 kHz repetitionsfrekvens	±2 kV 100 kHz repetitionsfrekvens	Netspændingskvaliteten skal være som i et typisk kommercielt eller medicinsk miljø.
Overspænding IEC 61000-4-5	Fase til fase: ±0,5 kV, ±1 kV Ledning til jord: ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV	Fase til fase: ±0,5 kV, ±1 kV Ledning til jord: ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV	Netspændingskvaliteten skal være som i et typisk kommercielt eller medicinsk miljø.

10 EMC-tabeller

<p>Spændingsdyk IEC 61000-4-11</p> <p>Spændingsafbrydelser IEC 61000-4-11</p>	<p>0 % UT; 0,5 cyklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°</p> <p>0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser sinusfase ved 0°</p> <p>0 % UT; 250/300 cyklus</p>	<p>0 % UT; 0,5 cyklus ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°</p> <p>0 % UT; 1 cyklus og 70 % UT; 25/30 cyklusser sinusfase ved 0°</p> <p>0 % UT; 250/300 cyklus</p>	<p>Netspændingskvaliteten skal være som i et typisk kommercielt eller medicinsk miljø. Hvis brugeren af enheden kræver kontinuerlig drift under netspændingsforstyrrelser, anbefales det, at enhederne forsynes af en nødstrømsforsyning eller et batteri.</p>
<p>Magnetfelt for nominal netfrekvens IEC 61000-4-8</p>	<p>30 A/m 50 Hz eller 60 Hz</p>	<p>30 A/m 50 Hz eller 60 Hz</p>	<p>Magnetfeltet for netfrekvensen skal være på et niveau, der er karakteristisk for et typisk kommercielt eller medicinsk miljø.</p>
<p>Bemærk: UT: nominal(le) spænding(er); f.eks. 25/30 cyklusser betyder 25 cyklusser ved 50 Hz eller 30 cyklusser ved 60 Hz</p>			

<p>Vejledning og erklæring fra producenten – elektromagnetisk immunitet</p>			
<p>VacStation-systemet er beregnet til brug i elektromagnetiske omgivelser som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af VacStation-systemet skal sikre, at det anvendes i sådanne omgivelser.</p>			
<p>Immunitetstest</p>	<p>IEC 60601 testniveau</p>	<p>Overensstemmelsesniveau</p>	<p>Elektromagnetisk miljø – vejledende</p>

10 EMC-tabeller

<p>Ledningsforstyrrelser forårsaget af RF-felter IEC 61000-4-6</p>	<p>3 V 0,15-80 MHz, 6 V i ISM-bånd mellem 0,15 MHz og 80 MHz, 80 % AM ved 1 kHz</p>	<p>3 V</p>	<p>Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på VacStation-systemets dele, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, som er udregnet ud fra ligningen, der gælder for transmitterens frekvens.</p>
<p>RF EM-strålingsfelter IEC 61000-4-3</p>	<p>3 V/m, 80 MHz - 2,7 GHz, 80 % AM ved 1 kHz</p> <p>Se tabellen over trådløst RF-kommunikationsudstyr i "Anbefalede minimumsseparationsafstande"</p>	<p>3 V/m</p>	<p>Anbefalede minimumsseparationsafstande Se tabellen over trådløst RF-kommunikationsudstyr i "Anbefalede minimumsseparationsafstande"</p>
<p>Nærhedsfelter fra trådløst RF-kommunikationsudstyr IEC 61000-4-3</p>		<p>Opfylder</p>	

Anbefalede minimumsseparationsafstande

10 EMC-tabeller

I dag anvendes meget trådløst RF-udstyr på forskellige behandlingssteder, hvor der også anvendes medicinsk udstyr og/eller systemer. Når de anvendes i umiddelbar nærhed af medicinsk udstyr og/eller systemer, kan det medicinske udstyrs og/eller systemers grundlæggende sikkerhed og essentielle ydeevne blive påvirket. **VacStation** er testet med immunitetstestniveauet i nedenstående tabel og opfylder de relaterede krav i IEC 60601-1-2:2014. Kunden og/eller brugeren skal bidrage til at holde en minimumsafstand mellem trådløst RF-kommunikationsudstyr og **VacStation** som anbefalet nedenfor.

Test frekvens: (MHz)	Bånd (MHz)	Tjeneste	Modulering	Maksimal effekt (W)	Afstand (m)	Immunitets testniveau (V/m)
385	380-390	TETRA 400	Pulsmodulering 18 Hz	1,8	0,3	27
450	430-470	GMRS 460 FRS 460	FM ± 5 kHz afvigelse 1 kHz sinus	2	0,3	28
710	704-787	LTE-bånd 13, 17	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
745						
780						
810						
870	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE-bånd 5	Pulsmodulering 18 Hz	2	0,3	28
930						
1720	1700- 1990	GSM 1800, CDMA 1900, GSM 1900, DECT, LTE-bånd 1,3,4,25; UMTS	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
1845						
1970						
2450	2400- 2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE-bånd 7	Pulsmodulering 217 Hz	2	0,3	28
5240	5100- 5800	WLAN 802.11 a/n	Pulsmodulering 217 Hz	0,2	0,3	9
5500						
5785						



1. Brug af andet tilbehør og andre kabler end dem, der er specificeret eller leveret af producenten af **VacStation**, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet på **VacStation** og medføre

funktionsfejl.

Kabeloplysninger:

Kabelnavn	Kabellængder	Afskærmet eller ej	Bemærkninger
Adapter	1.8	Nej	/

2. Brug af **VacStation** ved siden af eller stablet sammen med andet udstyr skal undgås, da det kan medføre funktionsfejl. Hvis en sådan anvendelse er nødvendig, skal **VacStation** og det andet udstyr observeres for at bekræfte, at de fungerer normalt.

11. Erklæring

Levetid Levetiden for produkter i VacStation-serien er 3 år.
Vedligeholdelse PRODUCENTEN stiller kredsløbsdiagrammer, komponentlister, beskrivelser og kalibreringsinstruktioner til rådighed for SERVICEPERSONALET i forbindelse med reparation af dele.
Bortskaffelse Emballagen skal genanvendes. Enhedens metaldele skal bortskaffes som metalaffald. Syntetiske materialer, elektriske komponenter og printplader skal bortskaffes som elektrisk affald. De skal håndteres i overensstemmelse med de lokale love og bestemmelser for miljøbeskyttelse.
Rettigheder Alle rettigheder til at ændre produktet forbeholdes producenten uden yderligere varsel. Billederne er kun til reference. Den endelige fortolkningsret tilhører CHANGZHOU SIFARY MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. SIFARY har søgt om flere patenter på det industrielle design, den indvendige struktur osv., og producenter af enhver kopi eller ethvert falsk produkt skal påtage sig det juridiske ansvar.



Changzhou Sifary Medcial Technology Co., Ltd

Adresse: NO.99, Qingyang Road, Xuejia County, Xinbei District, Changzhou City,
213000 Jiangsu, Kina

Tlf.: +86-0519-85962691

Fax: +86-0519-85962691

E-mail: ivy@sifary.com

Web: www.eighteeth.com



Llins Service & Consulting GmbH

Tlf.: +49 175 4870819

Adresse: Obere Seegasse 34/2, 69124, Heidelberg, Tyskland

E-mail: Llins.Service@gmail.com

Version: 01

IFU-6835001

Udstedt: 2020.04.10

Alle rettigheder forbeholdes.