

# TRIOMUMMEL™

## SKYDDSDROCK MED LÅNG ÄRM & SKÄRP

Skyddsrocken TrioMummel™ är anpassad för att skydda sjukvårds- och hemtjänstpersonal vid provtagning och behandling av patienter eller brukare. Skyddsrocken är tillverkad med återvunnen råvara, i polyetenplast av ett helt vattentätt material som är mjukt och bekvämt att bära.

Skyddsrocken TrioMummel™ produceras i Sverige med hög leveranssäkerhet – självklart CE-märkt och godkänd av Arbetsmiljöverket. TrioMummel™ är framtagen i samarbete med svensk sjukvård för att säkerställa god användarvänlighet och bekväm komfort.

### PRODUKT

**TrioMummel™** En långärmad skyddsrock för bruk i intensivvård och infektionsvård tillverkad av ett helt vattentätt material i Medtech-grön färg. En skyddsrock med lång ärm som är lätt att ta på och av och mjuk och bekväm att bära.

Ärmen har hål för tumme som underlättar på- och avtagning av handskar och integrerat skärp som kan knytas runt midjan.

### TEKNISK INFORMATION

**Storlek:** One size

**Total längd:** 1400 mm

**Omkrets:** 900 mm

**Färg:** Medtech grön

**Förpackning:** Skyddsrocken kommer styckförpackad i kartong med 120 rockar/kartong.

**Hållbarhet:** Obruten förpackning, 12 månader från leveransdatum.  
Under rätt lagerförhållanden för polyetenfilm kan produkten vara användbar under längre tid.



## MEDICAL

### CATEGORY: PROTECTIVE CLOTHING



■ Drapes



■ Mayo Stand



■ Heating blankets



☒ Clothing gown

## MATERIAL

Ingredienserna i skyddsrocken är godkända för matkontakt enligt EU förordning 10/2011\*

Ämnen eller produkter som orsakar allergier eller intoleranser (som anges i bilaga II till förordning (EU) 1169/2011) används inte avsiktligt i den här produkten.\* Vi intygar att vi under tillverkning av denna produkt inte använder eller tillsätter någon av de kemikalier som anges i följande bilagor i kvantiteter som överstiger de tillämpliga gränserna:

- Bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) 1907/2006
- Bilaga XVII+C370 till REACH-förordningen (EG) 1907/2006

\*Baserat på leverantörens produktinformation.

**Materialtyp:** Polyetenfilm

**Tjocklek:** 30 µm

## KVALITET & MILJÖ

Den här artikeln är tillverkad i enlighet med:

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001: 2015
- Vi uppfyller dagens REACH krav
- Trioplast Code of conduct
- CE-märkning
- Godkänd av Arbetsmiljöverket

## ORDERINFORMATION

**Artikelnr:** TrioMummel™ 1001.300

**Leveranstid:** Enligt överenskommelse

**Minimumorder:** 1 helpall (2 400 TrioMummel™ skyddsrockar)

**TrioMummel™** är en svenskproducerad, leveransfärdig skyddsrock som lagerhålls i Sverige, producerad av Trioplast – stolt leverantör till den globala sjukvårdsindustrin sedan 1965.

### **Kontakta oss för beställning eller mer information:**

Stephanie Jörliden

Tel. 0418- 43 79 08

stephanie.jorliden@trioplast.com

### **Vill ni ha ett prov? Beställ på:**

skyddsklader@trioplast.com



**Trioplast Landskrona**  
Division: Consumer Packaging & Specialty Films  
Lodjursgatan 5, 261 23 Landskrona

  
**TRIOPLAST**  
www.trioplast.com