


BD Microlance™ 3 injektionskanyle



- Unik slibevinkel og poleringsmetode medfører mindre ubehag for patienten ved injektion med BD Microlance™ og mindre risiko for udstansning
- Transparent og farvekodet ansats for hurtig og sikker kontrol af flow og størrelse
- Kanyler med tynd væg for optimalt flow



Dimensioner udv.Ø x længde G x tommer	Dimensioner udv.Ø x længde mm	Kanylens væg	Slibevinkel	Farvekode	Inder-/trsp.-emb.	Art.nr.
30 x 1/2	0,30 x 13	normal	normal	gul	100/5000	304000
27 x 1/2	0,40 x 13	normal	normal	grå	100/5000	300635
27 x 3/4	0,40 x 19	normal	normal	grå	100/5000	302200
26 x 1/2	0,45 x 13	normal	normal	brun	100/5000	303800
26 x 3/8	0,45 x 10	normal	kort	brun	100/5000	300300
26 x 5/8	0,45 x 16	normal	normal	brun	100/5000	304300
25 x 5/8	0,50 x 16	normal	normal	orange	100/5000	300600
25 x 1	0,50 x 25	normal	normal	orange	100/5000	300400
24 x 1	0,55 x 25	normal	normal	lilla	100/5000	304100
23 x 1	0,60 x 25	tynd	normal	blå	100/5000	300800
23 x 1 1/4	0,60 x 30	tynd	normal	blå	100/5000	300700
22 x 1	0,70 x 25	tynd	normal	sort	100/5000	304727
22 x 1 1/4	0,70 x 30	tynd	normal	sort	100/5000	300900
22 x 1 1/2	0,70 x 40	tynd	normal	sort	100/5000	301000
22 x 2	0,70 x 50	normal	normal	sort	100/4000	300094
21 x 5/8	0,80 x 16	tynd	normal	grøn	100/5000	304434
21 x 1	0,80 x 25	tynd	normal	grøn	100/5000	301156
21 x 1 1/2	0,80 x 40	tynd	normal	grøn	100/5000	304432
21 x 2	0,80 x 50	normal	normal	grøn	100/4000	301155
20 x 1	0,90 x 25	tynd	normal	gul	100/5000	304827
20 x 1 1/2	0,90 x 40	tynd	normal	gul	100/5000	301300
19 x 1	1,10 x 25	tynd	normal	beige	100/5000	301700
19 x 1 1/2	1,10 x 40	tynd	normal	beige	100/5000	301500
19 x 2	1,10 x 50	tynd	normal	beige	100/4000	301750
18 x 1 1/2	1,25 x 40	tynd	kort	lyserød	100/5000	304622
18 x 2	1,25 x 50	normal	kort	lyserød	100/4000	301900
16 x 1 1/2	1,60 x 40	normal	normal	hvid	100/5000	300637
BD™ Injektionskanyle, specialstørrelser						
27 x 1 1/2	0,4 x 40	normal	normal	grå	100/5000	X076065
21 x 3 1/2	0,8 x 80	normal	normal	lysegrøn	100/5000	X070001
14 x 3 1/4	2,0 x 80	normal	normal	grøn	100/5000	X076051

Materialeindhold

Ansats og beskyttelseshætte: polypropylen
 Kanyle: Rustfrit stål (AISI 304)
 Lim: Epoxyresin
 Overfladebehandling: Siliconeolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale

Papir
 Transparent plastfilm (polyethylen/polyamid)
 Karton
 Bølgepap



Steriliseringsmetode

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EØF (klasse IIa)



Helping all people live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
 Park Allé 290
 2605 Brøndby
 Tlf.: 43 43 45 66
 www.bd.com